

# *Avicenum* **360 PHLEBO**

## **(GB) Instructions for Use**

Avicenum PHLEBO 360 Calf-Length Stockings

Avicenum PHLEBO 360 Thigh-High Stockings

Avicenum PHLEBO 360 Tights

Avicenum PHLEBO 360 Thigh-High Stockings with waistband

## **(DE) Gebrauchsanweisung**

Avicenum PHLEBO 360 Wadenstrümpfe

Avicenum PHLEBO 360 Schenkelstrümpfe

Avicenum PHLEBO 360 Strumpfhose

Avicenum PHLEBO 360 Strumpf mit Hüftbefestigung

## **(PУ) Инструкция по применению**

Avicenum 360 гольфы

Avicenum 360 бедренные чулки

Avicenum 360 колготки

Avicenum 360 чулок с застежкой на талии

## **(PL) Instrukcja użytkowania**

Avicenum PHLEBO 360 podkolanówki

Avicenum PHLEBO 360 pończochy

Avicenum PHLEBO 360 rajstopy

Avicenum PHLEBO 360 pończocha z mocowaniem w pasie

## **(CZ) Návod k použití**

Avicenum PHLEBO 360 punčochy lýtkové

Avicenum PHLEBO 360 punčochy stehenní

Avicenum PHLEBO 360 punčochové kalhoty

Avicenum PHLEBO 360 punčocha s úchytem v pase

## **(SK) Návod na použitie**

Avicenum PHLEBO 360 pančuchy lýtkové

Avicenum PHLEBO 360 pančuchy stehenné

Avicenum PHLEBO 360 pančuchové nohavice

Avicenum PHLEBO 360 pančucha s úchytom v pase

## **(FR) Mode d'emploi**

Bas mollet Avicenum PHLEBO 360

Bas cuisse Avicenum PHLEBO 360

Collants Avicenum PHLEBO 360

Bas cuisse avec ceinture Avicenum PHLEBO 360

## **(GB)**

### **INSTRUCTION MANUAL**

Dear customer, In your hands you are now holding compressive medical hosiery that will help you in the treatment of venous or lymphatic diseases. You can maximize the benefits of the product by its proper use and maintenance.

**Avicenum PHLEBO 360** is compressive medical hosiery of compression class II (KT II, CCL 2). The product was manufactured by the circular knitting technology. The materials used for the manufacture of the product are non-irritating and latex-free. The mechanism behind the effects of the product is based on the action of precisely defined graduated pressure on the leg, which reduces from the ankle up to the heart. The pressure applied in the ankle area (see the size table) is the greatest and reaches 23–32 mmHg. In order to achieve the desired effects, you must select the correct size of the product. The product is intended for physical exercise. You should take off the product for extended periods of rest (unless your doctor determines otherwise). **Avicenum PHLEBO 360** products are medical devices intended for use both at home and in medical facilities.

#### **Product name:**

### **Avicenum PHLEBO 360 Calf-Length Stockings**

#### **Product variants:**

- open toe, CCL II, sizes S minus – XXL plus normal, S minus – XXL plus long
- closed toe, CCL II, sizes S minus – XXL plus normal, S minus – XXL plus long

### **Avicenum PHLEBO 360 Thigh-High Stockings**

#### **Product variants:**

- lace, open toe, CCL II, sizes S – XXL ultra short, S minus – XXL plus normal, S minus – XXL plus long
- lace, closed toe, CCL II, sizes S – XXL ultra short, S minus – XXL plus normal, S minus – XXL plus long
- hem, open toe, CCL II, sizes S – XXL ultra short, S minus – XXL plus normal, S minus – XXL plus long
- hem, closed toe, CCL II, sizes S – XXL ultra short, S minus – XXL plus normal, S minus – XXL plus long

### **Avicenum PHLEBO 360 Tights**

#### **Product variants:**

- open toe, KT II, sizes S normal – XXL long
- closed toe, KT II, sizes S normal – XXL long

### **Avicenum PHLEBO 360 Thigh-High Stockings with waistband**

#### **Product variants:**

- left, open toe, CCL II, sizes S normal – XXL long
- left, closed toe, CCL II, sizes S normal – XXL long
- right, open toe, CCL II, sizes S normal – XXL long
- right, closed toe, CCL II, sizes S normal – XXL long

**Product accessories:**

Each package of **Avicenum PHLEBO 360** in all variants includes a textile aid for putting on Avicenum compression hosiery. The aid is not a medical device and only serves to make it easier to put on the product. The correct use of the aid is described below, together with the instructions for the proper wearing of the compression hosiery.

**User profile:**

**Avicenum PHLEBO 360** is a medical device intended for use both at home and in medical facilities.

**Intended use:**

The product is intended for the compression therapy of venous conditions and swelling of the legs of various origin.

**Indications:**

- chronic venous insufficiency – subjective and objective manifestations, prevention
- primary and secondary varices of the legs
- deep venous thrombosis
- superficial venous thrombophlebitis
- swelling associated with post-thrombotic syndrome after deep venous phlebothrombosis
- swelling and varices during pregnancy
- conditions after phlebothrombosis and thrombophlebitis of the legs
- prevention of deep venous phlebothrombosis in surgery and associated thromboembolic diseases (especially surgery, orthopaedics, gynaecology)
- swelling of the legs (post-operative and post-traumatic, lymphatic, overweight swelling, idiopathic swelling of the legs)
- compression support after sclerotherapy of leg varices
- support after surgical extirpation of varices (standard surgery, radiofrequency ablation, or laser ablation)
- venous compression syndromes (Cockett's syndrome – compression of the left iliac vein by the right iliac artery, compression of the popliteal vein, surrounding compression of veins, e.g., by tumour, cyst, or surrounding haematoma)
- venous malformations (Klippel-Trenaunay syndrome, Parkes Weber syndrome, Maffucci syndrome)
- lymphedema (primary and secondary)
- lipoedema
- leg ulcer therapy
- travel thrombosis (economy class syndrome)

If this is the first time you use compression medical hosiery, consult your doctor to select the proper compression class of the product or have your medical condition regularly examined.

**Contraindications:**

- Acute weeping skin manifestations
- acute limb ischemia
- critical limb ischemia
- decompensated cardiac insufficiency
- phlegmasia coerulea dolens, phlegmasia alba dolens
- hypersensitivity to materials used
- limb sensitivity disorders (e.g., peripheral neuropathy in diabetes mellitus)

Your doctor should consider the use of the product in view of the known contraindications and possible risks compared to the product's therapeutic benefits.

**Target group:**

Patients with primary varices, patients after venous thrombosis, and patients with the above indications. The product may be used only on healthy and intact skin. The product is intended for all age groups and both sexes. The product may be used in pregnancy without limitation.

**Side effects:**

Side effects may occur especially when using a wrong size of the product or if the product is used outside strenuous activities. This may cause pressure sores, impaired blood circulation due to compression of blood vessels, or deterioration of sensitivity due to excessive compression of the nerves. Sensitive and hypersensitive individuals may experience skin irritation (redness, itching, or blistering) at the place of contact of the product materials with the skin.

**How to choose the correct size:**

In order to achieve the desired effects, you must select the correct size of the product. Determine the size according to the size table by measuring the circumference at the points indicated in the figure.

**Note:**

Any leg swelling should be examined by your doctor. If this is the first time you experience the swelling, consult your doctor before using the product. Do not use the product if you have not determined the cause of the swelling. Always consult your doctor before combining the product with other medical devices (e.g., sleeves or braces).

- Use a tape measure
- Take the measurements standing up, preferably in the morning right after waking up – the legs may swell during the day
- Get assistance from another person
- Measured values may change during the therapy – always verify the correct size before using a new product

## SIZE TABLE:


SIZE	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
S*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
S+*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
M-*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
M*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
M+*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
L-*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
L*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
L+*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
XL-*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
XL*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
XL+*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
XXL*	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

\* sizes with RAL certificate, does not apply to Thigh-high stockings with waistband

LENGTH			
	short	normal	long
AD	-	34 – 38*	38 – 43*
AG	56 – 62	62 – 71*	71 – 82*

- a foot circumference
- b circumference above the ankle
- b1 circumference 10 cm above the ankle
- c calf circumference
- d circumference below the knee
- e circumference above the knee
- f thigh circumference (in the middle of the thigh)
- g thigh circumference (5 cm under the crotch)
- h hip circumference
- t waist circumference

- AD calf-length stockings
- AG thigh-high stockings
- AT thighs
- A-G/T thigh-high stockings with waistband



If the measured values do not correspond to any of the sizes in the table (e.g., point b corresponds to size S but point d is already size L), visit a specialized medical supplies store or the manufacturer. It could be that you need a custom-made product.

If the measured values differ significantly for the right and the left leg, visit a specialized medical supplies store or directly the manufacturer. It could be that you need a custom-made product.

If you are on the border between two sizes, choose the bigger one. If you have difficulties choosing the size of the product, visit a specialized medical supplies store or directly the manufacturer.

If you have difficulties putting on the product, visit a specialized medical supplies store and request a demonstration of the correct method of applying it. You can also use one of the aids for putting on the product.

If the hem or lace does not hold on the leg (in thigh-high stockings), clean the silicone straps or studs with an alcohol solution or shave the hair at the point of contact of the skin with the silicone straps or studs.

#### **With a correctly selected size:**

- you should feel noticeable but not unpleasant pressure over the entire length of the product
- the product does not slide nor roll down below the knee or on the instep when walking
- the lace or hem does not choke (in thigh-high stockings)
- the waistband does not cut or choke and is not overtightened (in products with a waistband)

Information on the compression class, size, and manufacturer can be found on the tag sewn at the top edge of product. If the tag is removed over the course of using the product, its size is still indicated on the sole of the product.

#### **Method of use:**

Put on the product by gradually pulling it over the leg (do not pull only the top edge). It is preferable to put on the product in the morning before any physical strain or formation of swelling. To ease up the process, use the supplied textile aid. The method of use of the aid is illustrated on the card supplied with the product. When putting on, the product may not come into contact with sharp objects (e.g., jewellery) or long nails. Intensive care for your feet (no rough skin on the heels) will decrease the risk of damaging the product and increase its life. Stretch the product evenly without creases for effective distribution of pressure. If you use body cosmetics, wait about 15 minutes after application before you put on the product. In the case of visible mechanical damage to the product, stop wearing it and preferably replace it with a new product.

### Care and maintenance:

**Avicenum PHLEBO 360** is intended for repeated use by a single person. The product will maintain its properties and safety for six months from the first use under these conditions:

- The product can be washed in a washing machine (maximum washing temperature 30 °C, gentle cycle) in a soapy solution or using a special preparation for washing compression hosiery using a protective container (wash bag)
- Do not use fabric softeners
- Do not use centrifugation; squeeze the wet product between two towels
- Dry the product in a horizontal position away from a direct heat source (radiator, sun)
- Do not iron the product
- The maximum number of washing cycles is 120
- Store in a dry and dark place, preferably in the original packaging
- Do not interfere mechanically in the product, do not repair places damaged by use, and do not cut the hem or lace of the product
- You can restore the adhesive properties of the silicone strips on the lace or of the silicone studs on the hem by applying an alcohol solution (in thigh-high stockings)
- The product may not come into contact with organic solvents or bleaching agents

The product is safe to use for 60 months from the date of manufacture. This date is included in the product's batch number in the format YY/MM-1234567 where YY is the year and MM the month of manufacture.

### Care symbols:



*Do not use fabric softeners*

### Prohibited use:

Stop using the product immediately if:

- if it shows signs of mechanical damage (replace the product)
- your health has deteriorated which could be associated with the use of the product – consult your doctor

### Composition:

Calf-length stockings: 60% PAD Nylon, 40% elasthan LYCRA®

Thigh-high stockings: 60% PAD Nylon, 40% elasthan LYCRA®, silicone

Tights: 60% PAD Nylon, 40% elasthan LYCRA®

Stockings with a waistband: 60% PAD Nylon, 40% elasthan LYCRA®, plastic

This medical device does not contain an active substance, including human blood or plasma derivatives, tissues or cells of human origin or derivatives thereof, tissues or cells of animal origin or derivatives thereof.

### Disposal:

The product can be disposed of with normal household waste or in a textile container. Although the product is intended for use on healthy and intact skin, it may be

contaminated with body fluids during use. In that case, dispose of the product as an infectious material.

The material used is not toxic unless burned. Never dispose of the product by burning it.

**Any serious adverse event that occurred in connection with the use of this product should be reported to the manufacturer and the competent public authorities of the user's country of residence.**

Czech Republic	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Prague 10
Slovak Republic	Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
Poland	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warsaw
Germany	Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn
Russia	Roszdraznadzor, Address: 4, bld. 1, Slavyanskaya Square, Moscow, 109074
Ukraine	Ministry of Health Ukraine, 7 Hrushevskoho Street, Kiev, 01601
Australia	Therapeutic Goods Administration, 136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609

#### Abbreviations:

KT, CCL – compression class

mmHg – millimetres of a column of mercury (unit for measuring blood pressure in the legs)

#### Manufacturer:



ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec, Czech Republic  
Last reviewed: 01.03.2022



## (DE)

### GEBRAUCHSANLEITUNG

Sehr geehrter Kunde, Sie halten medizinische Kompressionsstrumpfpfprodukte in den Händen, die Ihnen bei der Behandlung von venösen und lymphatischen Erkrankungen helfen sollen. Die Gebrauchseigenschaften dieses Produkts können Sie verbessern, indem Sie es richtig pflegen bzw. anwenden.

**Avicenum PHLEBO 360** sind medizinische Kompressionsstrumpfpfprodukte der Kompressionsklasse II (KK II, CCL 2). Sie sind mit Rundstricktechnologie gefertigt. Die für die Herstellung der medizinischen Kompressionsstrumpfpfprodukte verwendeten Materialien sind nicht hautreizend und enthalten kein Latex. Der Wirkmechanismus der medizinischen Kompressionsstrumpfpfprodukte beruht auf der Wirkung eines genau definierten abgestuften Drucks auf das Bein, der vom Knöchel zum Herzen hin



allmählich abnimmt. Der Druck im Knöchelbereich im Punkt b (siehe Größentabelle) ist am größten und erreicht Werte von 23 – 32 mmHg. Zum Erzielen des gewünschten Effekts ist es nötig, die richtige Größe zu wählen. Sie sollten die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte bei körperlicher Aktivität anwenden, bei längeren Ruhepausen sollten Sie die Strümpfe ausziehen (sofern von Ihrem behandelnden Arzt nicht anders verordnet). Die Produkte **Avicenum PHLEBO 360** sind Medizinprodukte, die sowohl zur Anwendung zu Hause, als auch bei Gesundheitsdienstleistern bestimmt sind.

#### **Name des Medizinprodukts:**

### **Avicenum PHLEBO 360 Wadenstrümpfe**

#### **Varianten des Medizinprodukts:**

- offene Spitze, KK II, Gr. S minus – XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- geschlossene Spitze, KK II, Gr. S minus – XXL plus normal, S minus - XXL plus long

### **Avicenum PHLEBO 360 Schenkelstrümpfe**

#### **Varianten des Medizinprodukts:**

- Spitzenband, offene Spitze, KK II, Gr. S - XXL ultra kurz, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- Spitzenband, geschlossene Spitze, KK II, Gr. S - XXL ultra kurz, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- Saum, offene Spitze, KK II, Gr. S - XXL ultra kurz, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- Saum, geschlossene Spitze, KK II, Gr. S - XXL ultra kurz, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long

### **Avicenum PHLEBO 360 Strumpfhose**

#### **Varianten des Medizinprodukts:**

- offene Spitze, KK II, Gr. S normal - XXL long
- geschlossene Spitze, KK II, Gr. S normal - XXL long

### **Avicenum PHLEBO 360 Strumpf mit Hüftbefestigung**

#### **Varianten des Medizinprodukts:**

- links, offene Spitze, KK II, Gr. S normal - XXL long
- links, geschlossene Spitze, KK II, Gr. S normal - XXL long
- rechts, offene Spitze, KK II, Gr. S normal - XXL long
- rechts, geschlossene Spitze, KK II, Gr. S normal - XXL long

#### **Zubehör des Medizinprodukts:**

Jede Medizinproduktpackung **Avicenum PHLEBO 360**, einschließlich aller Varianten, enthält als Zubehör eine Textil-Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe Avicenum. Die Anziehhilfe ist kein Medizinprodukt und dient ausschließlich zum einfacheren Anziehen der Kompressionsstrümpfe Avicenum. Die richtige Anwendung der Anziehhilfe ist unten beschrieben, zusammen mit der Anleitung zum richtigen Anziehen der Kompressionsstrümpfe.

### **Anwenderprofil:**

**Avicenum PHLEBO 360** ist ein Medizinprodukt, das sowohl zur Anwendung zu Hause, als auch bei Gesundheitsdienstleistern bestimmt ist.

### **Anwendungszweck des Medizinprodukts:**

Das Medizinprodukt ist zur Kompressionstherapie von venösen Erkrankungen und Schwellungen der unteren Extremitäten unterschiedlichen Ursprungs bestimmt.

### **Indikationen:**

- chronische Veneninsuffizienz – ihre subjektiven und objektiven Symptome, Prophylaxe
- primäre und sekundäre Varizen der unteren Gliedmaßen
- tiefe Phlebothrombose
- oberflächliche Thrombophlebitis
- mit dem postthrombotischen Syndrom nach abgeheilten tiefer Phlebothrombose verbundene Schwellungen
- Schwellungen und Varizen in der Schwangerschaft
- Zustand nach erlittener Phlebothrombose oder Thrombophlebitis der unteren Gliedmaßen
- Prophylaxe tiefer Phlebothrombose und anschließend thromboembolischer Erkrankungen in chirurgischen Bereichen (insbesondere Chirurgie, Orthopädie, Gynäkologie)
- Schwellungen der unteren Gliedmaßen (nach Operationen und Verletzungen, Lymphödem, Ödeme bei Übergewicht, idiopathische Ödeme der unteren Gliedmaßen)
- Kompression nach Sklerotherapie von Varizen der unteren Gliedmaßen
- Kompression nach chirurgischer Exstirpation von Varizen (klassische Operation, Radiofrequenzablation oder Laserablation von Varizen)
- Venen-Kompressionssyndrome (Cockett-Syndrom – Zusammendrücken der linken Vena iliaca communis durch die rechtsseitige Arteria iliaca communis, Zusammendrücken der Kniekehlevene, Zusammendrücken einer Vene durch die Umgebung – z. B. durch ein Geschwür, eine Zyste oder ein angrenzendes Hämatom)
- venöse Malformationen (Klippel-Trénaunay-Syndrom, Parkes-Weber-Syndrom, Maffucci-Syndrom)
- Lymphödem (primär und sekundär)
- Lipödem
- Therapie des Unterschenkelgeschwürs (Ulcus cruris)
- Reisetrombose (Economy-Class-Syndrom)

Bei erstmaliger Anwendung medizinischer Kompressionsstrumpfprodukte sollten Sie sich bezüglich der Anwendung mit Ihrem behandelnden Arzt beraten, damit dieser die Kompressionsklasse bestimmt. Ggf. sollte Ihr Gesundheitszustand regelmäßig ärztlich kontrolliert werden.

### **Kontraindikationen:**

- akute nässende Hautmanifestationen
- akute Extremitätenischämie
- kritische Extremitätenischämie

- dekompenzierte Herzinsuffizienz
- Phlegmasia coerulea dolens, Phlegmasia alba dolens
- Überempfindlichkeit gegenüber den verwendeten Materialien
- Sensibilitätsstörungen der Gliedmaßen  
(z. B. periphere Neuropathie bei Diabetes mellitus)

Bei bekannten Kontraindikationen sollte der behandelnde Arzt die Anwendung medizinischer Kompressionsstrumpfprodukte abwägen und das mögliche Risiko gegenüber dem therapeutischen Nutzen des Medizinprodukts beurteilen.

#### **Patienten-Zielgruppe:**

Patienten mit primären Varizen, Patienten nach erlittener Venenthrombose sowie Patienten mit den oben genannten Indikationen. Die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte sind zur Anwendung auf gesunder, unverletzter Haut bestimmt. Die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte sind für alle Altersgruppen und beide Geschlechter bestimmt. Es besteht keine Anwendungsbeschränkung in der Schwangerschaft.

#### **Nebenwirkungen:**

Nebenwirkungen können vor allem bei falsch gewählter Größe oder bei Anwendung der medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte in unbelastetem Zustand auftreten. Es kann zu Druckstellen, zu einer Verschlechterung der Durchblutung durch Kompression der Blutgefäße oder zu einer Sensibilitätsverschlechterung durch zu starke Kompression der Nerven kommen. Bei empfindlichen Personen kann an der Kontaktstelle mit den Materialien, aus denen die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte gefertigt sind, eine Hautreizung (Rötungen, Juckreiz, Blasenbildung) auftreten.

#### **Wahl der richtigen Größe der medizinischen Kompressionsstrümpfe:**

Zum Erzielen des gewünschten Effekts ist es nötig, die richtige Größe zu wählen. Diese kann aus der Größentabellen durch Messen der Umfänge der Gliedmaßen an den auf der Abbildung gekennzeichneten Stellen ermittelt werden.

#### **Hinweis:**

Jegliche Schwellungen der unteren Gliedmaßen sollten von einem Arzt beurteilt werden. Sollten die Schwellungen bei Ihnen zum ersten Mal aufgetreten sein, beraten Sie sich vor Anwendung der medizinischen Kompressionsstrümpfe mit Ihrem behandelnden Arzt. Beginnen Sie keine Selbstbehandlung mit Kompressions-Medizinprodukten, sofern Sie die Ursache der Schwellungen nicht kennen. Beraten Sie sich vor einer Kombination mit anderen Medizinprodukten (z. B. Bandagen oder Orthesen) stets mit Ihrem behandelnden Arzt.

- zum Messen ein Schneidermaßband verwenden
- messen Sie im Stehen, am besten früh morgens nach dem Aufwachen – im Laufe des Tages können die Gliedmaßen anschwellen
- bitten Sie eine zweite Person um Hilfe
- die gemessenen Werte können sich im Laufe der Behandlung ändern – überprüfen Sie vor der Anwendung einer neuen Packung eines medizinischen Kompressionsstrumpfproduktes stets die richtige Größe

## GRÖSSENTABELLE:


GRÖÖE	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
S*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
S+*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
M-*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
M*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
M+*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
L-*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
L*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
L+*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
XL-*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
XL*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
XL+*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
XXL*	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

**\* Größe mit RAL – Zertifikat, gilt nicht für den Stumpf mit Hüftbefestigung**

LÄNGENMASSE			
	short	normal	long
AD	-	34 – 38*	38 – 43*
AG	56 – 62	62 – 71*	71 – 82*

- a Fußumfang
- b Umfang über dem Knöchel
- b1 Umfang 10 cm über dem Knöchel
- c Wadenumfang
- d Umfang unter dem Knie
- e Umfang über dem Knie
- f Oberschenkelumfang
- (in der Mitte des Oberschenkels)
- g Oberschenkelumfang (5 cm unter dem Schritt)
- h Hüftumfang
- t Taillenumfang

- AD Wadenstrümpfe
- AG Schenkelstrümpfe
- AT Strumpfhose
- A-G/T Strumpf mit Hüftbefestigung



Sollten die gemessenen Werte keiner der in der Größentabelle angeführten Größen entsprechen (z. B. entspricht Punkt b der Größe S, aber Punkt d bereits der Größe L), suchen Sie ein Sanitätshaus oder direkt den Hersteller auf. Es ist möglich, dass Sie ein direkt für Sie maßgeschneidertes medizinisches Kompressionsstrumpfprodukt benötigen.

Sollten sich die gemessenen Werte für das rechte und das linke Bein deutlich unterscheiden, suchen Sie ein Sanitätshaus oder direkt den Hersteller auf. Es ist möglich, dass Sie ein direkt für Sie maßgeschneidertes medizinisches Kompressionsstrumpfprodukt benötigen.

Sollten die gemessenen Werte an der Grenze zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie die größere. Sollten Sie sich bei der Wahl der Größe des medizinischen Kompressionsstrumpfprodukts nicht sicher sein, suchen Sie ein Sanitätshaus oder direkt den Hersteller auf.

Sollte sich das medizinische Kompressionsstrumpfprodukt schlecht überziehen lassen, besuchen Sie das Sanitätshaus und bitten Sie um Vorführung der richtigen Anziehtechnik von medizinischen Kompressionsprodukten. Sie können auch eine der Anziehhilfen benutzen.

Sollten der Saum oder die Spitze nicht am Bein halten (bei Schenkelstrümpfen), reiben Sie die Silikonbänder oder -noppen mit einer Alkohollösung ab bzw. rasieren Sie sich die Gliedmaßen an der Kontaktstelle von Silikon und Haut.

#### **Richtig gewählte Größe:**

- Sie spüren einen erkennbaren, jedoch keineswegs unangenehmen Druck über die gesamte Länge des medizinischen Kompressionsstrumpfprodukts
- das medizinische Kompressionsprodukt verrutscht beim Gehen nicht und wirft unter dem Knie oder auf dem Spann keine Falten
- der Saum oder das Spitzenband des Kompressionsstrumpfes schneidet nicht ein (bei Schenkelstrümpfen)
- der Taillenhalter schneidet nicht ein und ist nicht zu fest angezogen (bei Strümpfen mit Taillenhalter)

Angaben zur Kompressionsklasse, zur Größe und zum Hersteller sind auf dem Etikett zu finden, das am oberen Rand der medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte angebracht ist. Sollte das Etikett bei der Anwendung des Medizinprodukts entfernt worden sein, kann die Größenangabe im Fußteil des Medizinprodukts überprüft werden, wo sie eingestrickt ist.

#### **Anwendung der Kompressionsstrümpfe:**

Ziehen Sie die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte schrittweise, nicht nur durch Ziehen an ihrem oberen Saum, über das Bein. Die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte sollten am besten gleich frühmorgens vor der Belastung und vor der eventuellen Bildung einer Schwellung angezogen werden. Zum leichteren Anziehen verwenden Sie die beiliegende Textil-Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe Avicenum. Die Anwendung der Textil-Anziehhilfe ist auf dem der Produktpackung beiliegenden Kärtchen grafisch dargestellt. Beim Anziehen sollten die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte nicht mit scharfen Gegenständen (z. B. Schmuck) oder langen Finger-/ Zehennägeln in Kontakt kommen.

Eine erhöhte Fußpflege (Entfernung der Hornhaut an den Fersen) verringert das Risiko einer Beschädigung des Medizinprodukts und verlängert seine Lebensdauer. Das medizinische Kompressionsstrumpfprodukt muss gleichmäßig und ohne Falten angelegt sein, damit es zu einer wirksamen Verteilung des Drucks kommt. Sollten Sie Körperkosmetik benutzen, warten Sie mit dem Anziehen des Medizinprodukts nach der Applikation ca. 15 min. Tragen Sie das medizinische Kompressionsstrumpfprodukt bei sichtbarer mechanischer Beschädigung nicht mehr und ersetzen Sie es am besten durch ein neues.

### **Pflege:**

Die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte **Avicenum PHLEBO 360** sind zur wiederholten Anwendung durch eine Person bestimmt. Ihre Wirksamkeit und Sicherheit bleiben unter Einhaltung folgender Regeln über einen Zeitraum von 6 Monaten ab der ersten Anwendung erhalten:

- Maschinenwäsche möglich (bei max. 30 °C im Schonwaschgang) mit einer Seifenlösung oder einem Spezialpräparat zum Waschen von Kompressionsstrümpfen, in einem Schutzbeutel (Wäschenetz)
- keinen Weichspüler verwenden
- nicht schleudern, nasse medizinische Kompressionsstrumpfprodukte zwischen zwei Handtüchern ausdrücken
- in waagerechter Lage ohne direkten Kontakt zu Wärmequellen (Heizkörper, Sonne) trocknen
- medizinische Kompressionsstrumpfprodukte nicht bügeln
- maximal 120 Waschzyklen möglich
- im Trockenen und Dunklen aufbewahren, am besten in der Originalverpackung
- nicht mechanisch in die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte eingreifen, durch die Anwendung beschädigte Stellen nicht reparieren, Ränder, Spitze oder Saum nicht einschneiden
- die Hafteigenschaften der Silikonstreifen am Spitzenband oder der Silikonknoppen am Saum (bei Schenkelstrümpfen) können durch Abreiben mit einer Alkohollösung wiederaufgefrischt werden
- die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte dürfen nicht in Kontakt mit organischen Lösungsmitteln oder Bleichmitteln kommen

Diese Medizinprodukte können 60 Monate ab Herstellungsdatum sicher verwendet werden. Dieses Datum ist Bestandteil der Chargennummer des Medizinprodukts, die im Format JJ/MM-1234567 dargestellt wird, wobei JJ für das Herstellungsjahr und MM für den Herstellungsmonat steht.

### **Pflegesymbole:**



®



*keinen Weichspüler verwenden*

### **Nicht anwenden:**

Brechen Sie die Anwendung des Medizinproduktes sofort ab, wenn:

- Anzeichen einer mechanischen Beschädigung auftreten (ersetzen Sie das medizinische Kompressionsstrumpfprodukt durch ein neues)
- Sie eine Verschlechterung Ihres Gesundheitszustands beobachten, die mit der Anwendung des medizinischen Kompressionsstrumpfprodukts im Zusammenhang stehen könnte – beraten Sie sich in einem solchen Fall mit Ihrem behandelnden Arzt

**Zusammensetzung:**

Wadenstrümpfe: 60% PAD Nylon, 40% Elasthan LYCRA®

Schenkelstrümpfe: 60% PAD Nylon, 40% Elasthan LYCRA®, Silikon

Strumpfhosen: 60% PAD Nylon, 40% Elasthan LYCRA®

Strumpf mit Taillenhalter: 60% PAD Nylon, 40% Elasthan LYCRA®, Kunststoff

Diese Medizinprodukte enthalten keine Wirkstoffe, einschließlich Derivate aus menschlichem Blut oder Blutplasma, und auch keine Gewebe oder Zellen menschlichen Ursprungs oder deren Derivate und keine Gewebe oder Zellen tierischen Ursprungs oder deren Derivate.

**Entsorgung:**

Die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte können mit dem üblichen Siedlungsabfall entsorgt werden, gegebenenfalls in einen Textilsammelcontainer geworfen werden. Obwohl das Produkt zur Anwendung auf gesunder, unverletzter Haut bestimmt ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es während der Anwendung zur Kontamination mit Körperflüssigkeiten kommt. In einem solchen Fall sind die medizinischen Kompressionsstrumpfprodukte als infektiöses Material zu entsorgen.

Das verwendete Material ist nicht toxisch, sofern es nicht brennt. Benutzte medizinische Kompressionsstrumpfprodukte niemals verbrennen.

**Jedwedes schwerwiegende unerwünschte Vorkommnis, zu dem es im Zusammenhang mit dem betreffenden Produkt gekommen ist, ist dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats zu melden, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist.**

Tschechische Republik	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Slowakei	Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
Polen	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Deutschland	Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, 53175 Bonn
Russland	Roszdraznadzor, Address: 4, bld. 1, Slavyanskaya Square, Moscow, 109074
Ukraine	Ministry of Health Ukraine, 7 Hrushevskoho Street, Kyiv, 01601
Australien	The Therapeutic Goods Administration, 136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609

**Abkürzungsverzeichnis:**

KK, CCL – Kompressionsklasse

mmHg – Millimeter-Quecksilbersäule (Einheit der Blutdruckmessung an den unteren Gliedmaßen)

**Hersteller:**

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec  
Datum der letzten Revision des Textes: 01.03.2022



## **(РУ)**

### **Инструкция по применению**

Дорогой клиент, в ваших руках – компрессионное медицинское чулочное изделие, которое поможет вам в процессе лечения заболеваний венозной и лимфатической системы. Правильным использованием и уходом за изделием вы можете поддержать его полезные свойства.

**Avicenum 360** – это компрессионные медицинские чулочные изделия II. класса компрессии (II. KK, CCL 2) изготовленные по технологии кругового плетения. Материалы использованные в производстве изделий не вызывают раздражение и не содержат латекс. Компрессионные чулочные изделия действуют за счет осуществления четко определенного, постепенного давления на конечность, которое от лодыжки по направлению к сердцу постепенно снижается. Давление в области лодыжки в точке b (смотрите таблицу размеров) является самым сильным и достигает 23 – 32 мм рт. ст. Для достижения оптимального эффекта чулочного изделия необходимо подобрать правильный размер. Компрессионные медицинские чулочные изделия следует использовать во время физической нагрузки, при длительных периодах отдыха или неподвижности их следует снимать (если ваш врач не назначит иначе). Изделия **Avicenum 360** – это медицинские изделия предназначенные и для домашнего использования, и для использования в области медицинских услуг.

#### **Название медицинского изделия:**

### **Avicenum 360 гольфы**

#### **Варианты медицинского изделия:**

- открытый носок, II. KK, размеры S minus – XXL plus normal, minus - XXL plus long
- закрытый носок, II. KK, размеры S minus – XXL plus normal, S minus - XXL plus long

### **Avicenum 360 бедренные чулки**

#### **Варианты медицинского изделия:**

- кружево, открытый носок, II. KK, размеры S - XXL супер короткие, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- кружево, закрытый носок, II. KK, размеры S - XXL супер короткие, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- резинка, открытый носок, II. KK, размеры S - XXL супер короткие, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- резинка, закрытый носок, II. KK, размеры S - XXL супер короткие, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long

### **Avicenum 360 колготки**

#### **Варианты медицинского изделия:**

- открытый носок, II. KK, размеры S normal - XXL long
- закрытый носок, II. KK, размеры S normal - XXL long

### **Avicenum 360 чулок с застежкой на талии**

#### **Варианты медицинского изделия:**

- левый, открытый носок, II. KK, размеры S normal - XXL long
- левый, закрытый носок, II. KK, размеры S normal - XXL long
- правый, открытый носок, II. KK, размеры S normal - XXL long
- правый, закрытый носок, II. KK, размеры S normal - XXL long



### **Аксессуары для изделия:**

Каждая упаковка с медицинским изделием **Avicenum 360** (во всех вариантах) содержит специальный текстильный надеватель для компрессионных чулок Avicenum. Надеватель не является медицинским изделием и предназначен исключительно для более простого надевания чулок Avicenum. Как использовать надеватель описано ниже, вместе с инструкцией по правильному надеванию компрессионных чулок.

### **Профиль пользователя:**

**Avicenum 360** – это медицинские изделия предназначенные и для домашнего использования, и для использования в области медицинских услуг.

### **Цель применения:**

Медицинское изделие предназначенное для компрессионной терапии заболеваний вен и различных отеков нижних конечностей.

### **Показания:**

- хроническая венозная недостаточность – субъективные и объективные признаки, профилактика
- первичный и вторичный варикоз нижних конечностей
- флеботромбоз глубоких вен
- тромбофлебит поверхностных вен
- отеки связанные с посттромботическим синдромом после перенесенного флеботромбоза глубоких вен
- отеки и варикозы во время беременности
- перенесенный флеботромбоз или тромбофлебит нижних конечностей
- профилактика флеботромбоза глубоких вен в хирургии, а также профилактика тромбоемболических заболеваний (особенно в хирургии, ортопедии, гинекологии)
- отеки нижних конечностей (послеоперационные, после травм, лимфатические, отеки в последствии лишнего веса, идиопатические отеки нижних конечностей)
- компрессионная поддержка после склеротерапии варикоза нижних конечностей
- компрессионная поддержка после экстирпации варикозных вен (классическая операция, радиочастотная абляция, или лазерная абляция)
- синдромы венозной компрессии (синдром Мейо-Тернера – сдавливание левой подвздошной вены правой подвздошной артерией, сдавливание подколенной вены, сдавливание вен в окружающими факторами и образованиями – к примеру, опухолями, кистами, гематомами)
- венозная мальформация (синдром Клиппеля-Треноне, синдром Паркса-Вебера, синдром Маффуччи)
- лимфедема (первичная и вторичная)
- липедема
- терапия трофической язвы
- тромбоз путешественника (синдром экономического класса)

Если вы используете компрессионное медицинское чулочное изделие впервые, рекомендуем проконсультироваться его применение с лечащим врачом, чтобы он мог определить нужный класс компрессии, или регулярно проходить у него осмотр.

### **Противопоказания:**

- мокнущие места на коже
- острая ишемия конечностей
- критическая ишемия конечностей
- декомпенсированная сердечная недостаточность
- phlegmazia coerulea dolens, phlegmazia alba dolens
- повышенная чувствительность к использованному материалу
- расстройства чуткости конечностей (к примеру, периферическая нейропатия при сахарном диабете)

В связи с существованием противопоказаний, лечащий врач должен оценить, насколько уместно использование компрессионного изделия и взвесить возможные риски и терапевтический эффект изделия.

### **Для кого предназначены изделия:**

Для пациентов с первичным варикозом, для пациентов после венозного тромбоза, и для пациентов с вышеприведенными показаниями. Компрессионное медицинское чулочное изделие следует надевать на здоровую, неповрежденную кожу. Компрессионные медицинские чулочные изделия предназначены для пациентов любого возраста и пола. Их также можно использовать во время беременности.

### **Побочные эффекты:**

Побочные эффекты могут образоваться прежде всего при использовании неправильного размера или при использовании во время отсутствия физической нагрузки. Возможно образование мозолей, ухудшение кровоснабжения (в результате сжатия сосудов), или ухудшение чувствительности (в результате чрезмерного сжатия нервов). Более чувствительные люди могут заметить признаки раздражения кожи (покраснение, зуд, образование пузырьков) в местах соприкосновения кожи с материалом, из которого изготовлено изделие.

### **Как подобрать правильный размер компрессионного медицинского чулочного изделия:**

Для правильного эффекта чулочных изделий необходимо подобрать правильный размер. Для того, чтобы определить нужный размер, необходимо измерить конечность в местах обозначенных на рисунке.

### **Предупреждение:**

Любые отеки нижних конечностей должен оценить врач. Если отек появился у вас впервые, посоветуйтесь перед использованием компрессионного изделия с врачом. Не приступайте к самолечению при помощи компрессионного изделия, если причина отека вам не известна. Сочетание компрессионного изделия с другими медицинскими изделиями (к примеру, с ортезами или бандажами) всегда необходимо обсудить в лечащим врачом.

- для измерения используйте швейный метр
- конечность следует измерять стоя, в идеальном случае утром, после сна, поскольку в течение дня могут образоваться отеки
- попросите кого-нибудь помочь вам измерить нужное место
- в течение лечения измеренная окружность может меняться, поэтому перед тем, как надеть новое изделие проверьте, что оно подходящего размера

## ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ:


РАЗМЕР	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
<b>S-*</b>	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
<b>S*</b>	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
<b>S+*</b>	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
<b>M-*</b>	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
<b>M*</b>	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
<b>M+*</b>	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
<b>L-*</b>	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
<b>L*</b>	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
<b>L+*</b>	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
<b>XL-*</b>	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
<b>XL*</b>	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
<b>XL+*</b>	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
<b>XXL*</b>	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

\* изделия с нормой RAL, это не относится чулок с застежкой на талии

длина			
	short	normal	long
<b>AD</b>	-	34 – 38*	38 – 43*
<b>AG</b>	56 – 62	62 – 71*	71 – 82*

- a окружность ступни
- b окружность над лодыжкой
- b1 окружность в 10 сантиметрах над лодыжкой
- c окружность икры
- d окружность под коленом
- e окружность над коленом
- f окружность бедра (в середине)
- g окружность бедра в 5 сантиметрах от паха
- h окружность боков
- t окружность талии

- A – D гольфы
- A – G бедренные чулки
- A – T колготки
- A-G/T чулок с застежкой на талии



Если результат измерения не соответствует ни одному из размеров в таблице (к примеру, точка b соответствует размеру S, но точка d размеру L), посетите специализированный пункт выдачи медицинских изделий или изготовителя изделия. Возможно, вам понадобится компрессионное медицинское чулочное изделие сделанное под заказ.

Если размеры левой и правой ноги сильно отличаются, посетите специализированный пункт выдачи медицинских изделий или изготовителя изделия. Возможно, вам понадобится компрессионное медицинское чулочное изделие сделанное под заказ.

Если измеренная окружность на грани двух размеров, выбирайте более крупный. Если вы не уверены, какой размер вам подойдет, посетите специализированный пункт выдачи медицинских изделий или производителя.

Если вам сложно надеть компрессионное медицинское чулочное изделие, посетите специализированный пункт выдачи медицинских изделий, где вам продемонстрируют правильную технику надевания. Вы также можете использовать специальные вспомогательные приспособления для надевания.

Если резинка или кружево на конечности не держится (в случае бедренных чулок), протрите силиконовую ленточку или шишечки раствором спирта, или побрейте конечность в местах соприкосновения кожи с силиконом.

#### **Как узнать, что вы выбрали правильный размер:**

- по всей длине компрессионного медицинского чулочного изделия ощущается заметное давление, которое не является неприятным
- компрессионное медицинское чулочное изделие при ходьбе не сползает и не собирается в области колена или подъема
- резинка или кружево не давит (в случае бедренных чулок)
- пояс не врезается в кожу, не давит, не затянут слишком туго (в случае моночулка с поясом)

Информация о размере и производителе находится на этикетке вшитой около верхнего края компрессионного медицинского чулочного изделия. Если этикетка была при использовании изделия удалена, информацию о размере можно также найти в нижней части изделия, в области ступни (размер вышит на изделии).

#### **Как надевать компрессионное чулочное изделие:**

Всегда натягивайте изделие постепенно. Никогда не надевайте изделие натягиванием за верхний край. Лучше всего надевать изделие утром, перед нагрузкой и возможным образованием отека. Для более комфортного надевания изделий используйте текстильный надеватель, который находится в упаковке. Инструкция по применению надевателя приведена в виде рисунков на отдельной карточке, которая находится в упаковке. Надевая изделие убедитесь, что оно не соприкасается с острыми предметами, к примеру, с украшениями или длинными ногтями. Чтобы снизить риск повреждения изделия, рекомендуем уделять внимание уходу за ступнями (особенно огрубевшей коже на пятках). Изделие следует натянуть равномерно, без складок, чтобы обеспечить эффективное распределение давления. Если вы пользуетесь косметикой для

тела, подождите после ее применения как минимум 15 минут прежде чем надеть изделие. Если вы обнаружили на изделии механическое повреждение, не используйте его и, в идеальном случае, поменяйте на новое.


### Уход за изделием:

Компрессионные медицинские чулочные изделия **Avicenum 360** предназначены для повторного использования одним и тем же человеком. Свойства и безопасность изделие сохраняет в течение 6 месяцев од первого использования, при чем необходимо соблюдать следующие правила:

- изделие можно стирать в стиральной машине (при температуре 30°C в режиме бережной стирки) с использованием мыльного раствора или специального средства для стирки компрессионных чулок, поместив изделие в мешок для стирки
- не используйте кондиционеры для белья
- не используйте отжим – мокрое компрессионное изделие следует отжать вручную, при помощи полотенец
- сушите изделие в горизонтальном положении, в стороне от прямых источников тепла (батарея, солнце)
- не гладьте изделие утюгом
- максимальное количество стирок – 120
- храните изделие на сухом и темном месте, лучше всего в оригинальной упаковке
- воздержитесь какого-либо механического вмешательства в изделие – не чините повреждения, которые образовались в последствии использования, не надрезайте края, резинку или кружево
- липкость силиконовой ленты или штифеток на резинке можно восстановить протерев их раствором спирта (в случае бедренных чулок)
- следите за тем, чтобы на изделие не попадали органические растворители и отбеливающие средства

Месяцев от даты производства. Дата производства является частью номера партии изделия в формате ГГ/ММ-1234567 где ГГ означает год а ММ месяц изготовления. Срок годности указан «оргагизацией РОСЗДРАВНАДЗОР в соответствии с регистрационным удостоверением № РЗН 2019/8158».

### Значки по уходу за изделием:



*Не использовать кондиционер для белья*

### Когда не следует использовать изделие:

Немедленно перестаньте использовать изделие если:

- на нем появляются признаки механического повреждения (поменяйте компрессионное изделие на новое)
- вы наблюдаете ухудшение состояния, которое могло бы быть связано с использованием компрессионного изделия – в таком случае посоветуйтесь с врачом

**Состав:**

Гольфы: 60% PAD Нейлон, 40% эластан LYCRA®

Бедренные чулки: 60% PAD Нейлон, 40% эластан LYCRA®, силикон

Колготки: 60% PAD Нейлон, 40% эластан LYCRA®

Моночулок с поясом: 60% PAD Нейлон, 40% эластан LYCRA®, пластик

Данные медицинские изделия не содержат в себе лечебные препараты, дериваты человеческой крови или плазмы, ткани или клетки человеческого происхождения или их дериваты, или ткани или клетки животного происхождения или их дериваты.

**Как правильно выбросить изделие:**

Изделие можно выбросить так же, как обычный мусор, или поместить в контейнер для текстиля. Несмотря на то, что изделие предназначено для использования на здоровой коже без травм, невозможно исключить загрязнение изделия жидкостями тела. В таком случае изделие следует уничтожить как инфекционный материал.

Материал, из которого изготовлено изделие, не является токсическим, за исключением его возгорания. Поэтому, никогда не сжигайте старые изделия.

**Любые серьезные нежелательные ситуации, которые образовались в связи с использованием изделия, следует сообщить производителю или в соответствующие органы государственной администрации страны, в которой проживает пациент/пользователь:**

Чешская Республика	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Словакия	Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
Польша	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Германия	Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn
Россия	Росздравнадзор, адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д.4, стр.1
Украина	Ministry of Health Ukraine, 7 Hrushevskoho Street, Kyiv, 01601
Австралия	The Therapeutic Goods Administration, 136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609

**Список сокращений:**

КК, CCL – класс компрессии

мм рт. ст. – миллиметр ртутного столба (единица измерения давления в области нижней конечности)

**Производитель:**

ARIES, a.s., Студенец 309, 512 33 Студенец  
Дата последней проверки текста: 01.03.2022



**(PL)**

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**

Szanowni Klienci, trzymają Państwo w rękach pończoszniczy medyczny wyrób uciskowy, który pomoże Państwu w leczeniu problemów zdrowotnych układu żylnego i limfatycznego. Właściwości tego wyrobu można wspomóc poprzez właściwe użytkowanie i pielęgnację.

**Avicenum PHLEBO 360** to pończoszniczy medyczny wyrób uciskowy w II. klasie kompresji (KK II, CCL 2). Jest to wyrób okrągłodziany, produkowany z materiałów niedrażniących i niezawierających lateksu. Mechanizm działania pończoszniczego medycznego wyrobu kompresyjnego opiera się na wywieraniu określonego ucisku w okolicy kostki kończyny dolnej, który stopniowo maleje kierując się ku sercu. Ucisk w okolicy kostki, w miejscu pomiaru obwodu w punkcie b (patrz tabela rozmiarów) jest największy i osiąga wartości 23-32 mmHg. Aby osiągnąć pożądany efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Wyrób uciskowy powinien być stosowany podczas aktywności fizycznej, natomiast podczas dłuższego przebywania w stanie spoczynku powinien być zdejmowany (chyba, że lekarz zaleci inaczej). Produkty **Avicenum PHLEBO 360** to wyroby medyczne przeznaczone do stosowania w warunkach domowych, jak i placówkach zdrowia.

**Nazwa wyrobu:**

### **Avicenum PHLEBO 360 podkolanówki**

**Warianty wyrobu:**

- czubek otwarty, II. KK, roz. S minus – XXL plus krótkie, S minus - XXL plus długie
- czubek zamknięty, II.KK, roz. S minus – XXL plus krótkie, S minus - XXL plus długie

### **Avicenum PHLEBO 360 pończochy**

**Warianty wyrobu:**

- koronka, czubek otwarty, II. KK, roz. S - XXL ultra krótkie, S minus - XXL plus krótkie, S minus - XXL plus długie
- koronka, czubek zamknięty, II. KK, roz. S - XXL ultra krótkie, S minus - XXL plus krótkie, S minus - XXL plus długie
- lamówka, czubek otwarty, II. KK, roz. S - XXL ultra krótkie, S minus - XXL plus krótkie, S minus - XXL plus długie
- lamówka, czubek zamknięty, II. KK, roz. S - XXL ultra krótkie, S minus - XXL plus krótkie, S minus - XXL plus długie

### **Avicenum PHLEBO 360 rajstopy**

**Warianty wyrobu:**

- czubek otwarty, II. KK, roz. S krótkie- XXL długie
- czubek zamknięty, II. KK, roz. S krótkie- XXL długie

### **Avicenum PHLEBO 360 pończocha z mocowaniem w pasie**

**Warianty wyrobu:**

- lewa, czubek otwarty, II. KK, roz. S krótka- XXL długa
- lewa, czubek zamknięty, II. KK, roz. S krótka - XXL długa
- prawa, czubek otwarty, II. KK, roz. S krótka- XXL długa
- prawa, czubek zamknięty, II. KK, roz. S krótka - XXL długa

### **Aksesoria do wyrobu medycznego:**

Każde opakowanie wyrobu medycznego **Avicenum PHLEBO 360**, niezależnie od wariantu, dodatkowo zawiera tekstylny nawlekacz – przyrząd ułatwiający zakładanie wyrobów kompresyjnych Avicenum. Przyrząd ten nie jest wyrobem medycznym. Właściwe stosowanie nawlekacza opisano poniżej w instrukcji zakładania wyrobu uciskowego.

### **Zastosowanie:**

**Avicenum PHLEBO 360** to wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w warunkach domowych, jak i placówkach zdrowia.

### **Przeznaczenie wyrobu medycznego:**

Wyrób medyczny przeznaczony do kompresjoterapii stosowanej w chorobach naczyń żylnych i obrzęków różnego pochodzenia kończyn dolnych.

### **Wskazania:**

- przewlekła niewydolność żylna – subiektywne i obiektywne objawy, zapobieganie
- pierwotne i wtórne żylaki kończyn dolnych
- zakrzepica żył głębokich
- zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych
- obrzęk związany z zespołem post-zakrzepowym po pokonaniu zakrzepicy żył głębokich
- obrzęki i żylaki w ciąży
- stany po przebytych zakrzepicach i zakrzepowym zapaleniu żył kończących dolnych
- zapobieganie zakrzepicy żył głębokich w chirurgii, oraz konsekwencji choroby zakrzepowo-zatorowej (zwłaszcza chirurgia, ortopedia, ginekologia)
- obrzęki kończyn dolnych (pooperacyjne i pourazowe, limfatyczne, obrzęki przy nadwadze, idiopatyczne obrzęki kończyn dolnych)
- ucisk wspierający po skleroterapii żylaków kończyn dolnych
- kompresjoterapia po chirurgicznym zabiegu usunięcia żylaków (klasyczna operacja, termoablacja radiowa czy ablacja laserowa)
- zespół zastoiny żylny (zespół Cockett'a, ucisk żyły podkolanowej, ucisk w obrębie żyły – wywołany np. guzem, cystą czy otaczającym krwiakiem)
- malformacje żylny (zespół Klippela-Trénaunaya, zespół Parkesa-Webera, zespół Maffucciego)
- obrzęk limfatyczny (pierwotny i wtórny)
- lipodemia
- terapia owrzodzeń żylnych
- zakrzepica podróżna (zespół klasy ekonomicznej)

Jeśli używasz medyczny wyrób kompresyjny po raz pierwszy, zaleca się konsultację lekarską w celu potwierdzenia wskazań do jego stosowania i określenia klasy ucisku. Jeśli to konieczne, należy regularnie kontrolować stan zdrowia przez lekarza.

### **Przeciwwskazania:**

- stany zapalne skóry z wysiękiem
- ostre niedokrwienie kończyny
- krytyczne niedokrwienie kończyny -CLI



- niewydolność mięśnia sercowego
- bolesny obrzęk siniczny i bolesny obrzęk biały
- nadwrażliwość na zastosowane materiały
- zaburzenia czucia kończyn (np. neuropatia obwodowa w cukrzycy)

Ze względu na znane przeciwwskazania lekarz prowadzący powinien rozważyć użycie pończosznicy medycznej wyrobów kompresyjnych i ocenić potencjalne ryzyko dla korzyści terapeutycznych wyrobu medycznego.

#### **Grupą docelową są:**

Pacjenci z żylakami pierwotnymi, pacjenci z zakrzepicą żył w wywiadzie i pacjenci z powyższymi wskazaniami. Pończosznice medyczne wyroby kompresyjne przeznaczone są do stosowania tylko na zdrową, nieuszkodzoną skórę. Pończosznice medyczne wyroby kompresyjne przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych i obu płci. Nie ma ograniczeń co do stosowania w ciąży.

#### **Efekty uboczne:**

Działania uboczne mogą występować zwłaszcza w przypadku nieprawidłowo dobranego rozmiaru lub podczas stosowania pończosznicy medycznej wyrobów kompresyjnych pomimo przeciwwskazań. Zbyt mocno obciskające kończynę dolną wyroby, mogą powodować owrzodzenia, pogorszenie krążenia krwi z powodu ucisku naczyń krwionośnych, pogorszenie tkliwości poprzez nadmierny ucisk nerwów. U alergików i wrażliwych osób może wystąpić podrażnienie skóry (zaczernienie, swędzenie, pęcherze) w miejscu styku z materiałem, z którego wykonane są pończosznice medyczne wyroby kompresyjne.

#### **Jak dobrać odpowiedni rozmiar:**

Aby osiągnąć pożądaną efekt, konieczne jest, aby wybrać odpowiedni rozmiar. Rozmiar można określić jedynie na podstawie pomiaru obwodów kończyny w miejscach wskazanych na rysunku.

#### **Ostrzeżenie:**

Wszelkie obrzęki kończyn dolnych powinny być ocenione przez lekarza. Jeśli obrzęki zaobserwowano po raz pierwszy, przed rozpoczęciem użytkowania pończosznicy medycznej wyrobów kompresyjnych należy skonsultować się z lekarzem. Nie zaczynaj samoleczenia medycznymi wyrobami kompresyjnymi, jeśli nie znasz przyczyny obrzęku. Jednoczesne stosowanie z innymi wyrobami medycznymi (np. opaskami kompresyjnymi czy ortezami) należy zawsze skonsultować z lekarzem.

- do pomiaru użyj centymetra krawieckiego
- pomiaru dokonuj najlepiej rano po przebudzeniu – później kończyny mogą puchnąć
- poproś o pomoc drugą osobę
- pomiary kończyny mogą się od siebie różnić w trakcie leczenia, może to skutkować wymianą pończosznicy medycznej wyrobu kompresyjnego na inny rozmiar

## TABELA ROZMIARÓW:


ROZMIAR	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
S*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
S+*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
M-*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
M*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
M+*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
L-*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
L*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
L+*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
XL-*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
XL*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
XL+*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
XXL*	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

\* rozmiary posiadające certyfikat RAL nie dotyczą pończochy mocowanej w pasie

DŁUGOŚĆ			
	short	normal	long
AD	-	34 – 38*	38 – 43*
AG	56 – 62	62 – 71*	71 – 82*

- a obwód stopy
- b obwód nad kostką
- b1 obwód 10cm nad kostką
- c obwód łydki
- d obwód pod kolaniem
- e obwód nad kolaniem
- f obwód uda (środek uda)
- g obwód uda (5cm poniżej kroku)
- h obwód bioder
- t obwód pasa

- A – D podkolanówki
- A – G pończochy
- A – T rajstopy
- A-G/T pończocha z mocowaniem w pasie



Jeśli na podstawie pobranych pomiarów, nie można jednoznacznie określić rozmiaru (np. obwód b odpowiada roz. S, a obwód d już roz. L), należy skontaktować się bezpośrednio z producentem lub wyspecjalizowanym sklepem medycznym. Być może zajdzie potrzeba wyprodukowania wyrobu kompresyjnego pod indywidualne wymiary pacjenta.

Jeśli pomiary lewej nogi różnią się znacznie od pomiarów prawej nogi, należy skontaktować się bezpośrednio z producentem lub wyspecjalizowanym sklepem medycznym. Być może zajdzie potrzeba wyprodukowania wyrobu kompresyjnego pod indywidualne wymiary pacjenta.

Jeśli pomiar znajduje się na granicy dwóch rozmiarów, wybierz rozmiar większy. Jeśli masz wątpliwości co do wyboru rozmiaru pończoszniczego medycznego wyrobu kompresyjnego, należy skonsultować się z wyspecjalizowanym sklepem medycznym lub bezpośrednio z producentem.

Jeśli pończosznicze medyczne wyroby kompresyjne ciężko się zakładają, odwiedź specjalistyczny sklep medyczny i poproś o pokazanie techniki sprawnego zakładania wyrobu. Należy skorzystać z dostępnych przyrządów ułatwiających zakładanie pończoch.

Jeśli lamówka czy koronka nie trzyma się na udzie (pończochy), należy przetrzeć paski silikonu lub guzki silikonowe roztworem alkoholowym, w razie potrzeby zgolić owłosienie w miejscu kontaktu lamówki/koronki ze skórą.

#### **Odpowiednio dobrany rozmiar, gdy:**

- odczuwa się zauważalny, ale nie nieprzyjemny ucisk wzdłuż kończyny, na której naciągnięty jest wyrób
- wyrób kompresyjny podczas chodzenia nie marszczy się, nie zbiera pod kolanem i na podbiciu stopy
- lamówka czy koronka pończoch nie wżyna się w skórę uda
- mocowanie w pasie nie ścisną zbyt mocno, jest właściwie wyregulowane (pończocha z mocowaniem w pasie)

Rozmiar i dane dotyczące producenta można znaleźć na metce wszytej w górnej części pończoszniczego medycznego wyrobu kompresyjnego. W przypadku, gdy metka zostanie odcięta z wyrobu w trakcie użytkowania, informacje o rozmiarze są wplecione na podeszwowej stronie wyrobu uciskowego.

#### **Zakładanie wyrobów kompresyjnych:**

Pończoszniczy medyczny wyrób kompresyjny naciągaj na kończynę stopniowo, nie ciągnij za jego górną krawędź. Najwygodniej jest zakładać wyrób uciskowy z samego rana (na siedząco), jeszcze przed codziennym obciążeniem kończyn dolnych i pojawieniem się obrzęków. Dla łatwiejszego zakładania wyrobu postuż się załączonym nawlekaczem do wyrobów kompresyjnych Avicenum. Instrukcja wraz z obrazkami objaśniająca posługiwanie się nawlekaczem jest załączona do każdego opakowania wyrobu. Podczas zakładania wyrób kompresyjny nie powinien mieć kontaktu

z ostrymi przedmiotami (biżuterią) lub długimi paznokciami. Dokładna pielęgnacja stóp (usuwanie szorstkiej skóry na piętach) zmniejsza ryzyko uszkodzenia wyrobu i przedłuża jego żywotność. Wyrób uciskowy naciągaj równomiernie bez zgieć, dzięki czemu nastąpi efektywne rozłożenie ucisku na kończynie. Podczas stosowania kosmetyków pielęgnacyjnych należy odczekać około 15 minut przed założeniem wyrobu uciskowego. W przypadku widocznego uszkodzenia mechanicznego wyrobu, należy wyrób uciskowy zdjąć i najlepiej wymienić na nowy.

### **Pielęgnacja i konserwacja:**

Pończosznice medyczne wyroby kompresyjne **Avicenum PHLEBO 360** przeznaczone są do wielokrotnego użytku przez jedną osobę. Swoją skuteczność i bezpieczeństwo zachowują przez okres 6 miesięcy od pierwszego użycia, z zastrzeżeniem stosowania następujących zasad:

- pończosznice medyczne wyroby kompresyjne można prać w pralce (w temp. max. 30°C, program delikatne tkaniny) w płynie do prania lub specjalnym płynie do prania kompresyjnych pończoch, w ochronnym woreczku do prania
- nie stosować płynów zmiękczających
- nie wirować, mokry wyrób kompresyjny odcisnąć pomiędzy dwoma ręcznikami
- suszyć w pozycji poziomej w zacienionym i przewiewnym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, grzejnika
- wyrobów kompresyjnych nie wolno prasować
- maksymalna liczba cykli prania to 120
- przechowywać w opakowaniu w suchym i zacienionym miejscu, w temperaturze pokojowej
- nie wolno ingerować mechanicznie w opaskę, nie odcinać wystających nici, nie naprawiać jej i nie odcinać lamówki czy koronki
- przyczepność silikonowych pasków na koronce czy guzków na lamówce odnowi przetarcie ich roztworem alkoholowym (pończochy)
- Wyrób kompresyjny należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, środkami wybielającymi, maściami na skórę

Pończosznice medyczne wyroby kompresyjne mogą być bezpiecznie użytkowane 60 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji jest częścią oznaczenia partii wyrobu medycznego, która jest wyrażona w formacie YY / MM-1234567, gdzie YY oznacza rok, a MM miesiąc produkcji.

### **Symbole dotyczące pielęgnacji:**



®



*Nie używać płynów zmiękczających*

### **Kiedy nie używać:**

Należy natychmiast zaprzestać użytkowania w przypadku, gdy:

- zauważysz mechaniczne uszkodzenia opaski (opaskę wymienić na nową)
- zauważysz niepokojącą zmianę stanu zdrowia, która może wynikać z używania wyrobu kompresyjnego, natychmiast zaprzestań korzystania z wyrobu i skontaktuj się z lekarzem prowadzącym

**Skład:**

Podkolanówki: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA®

Pończochy: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA®, silikon

Rajstopy: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA®

Pończocha z mocowaniem w pasie: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA®, plastik

Wyroby kompresyjne nie zawierają żadnych substancji czynnych, w tym pochodnych z krwi, osocza lub tkanek ludzkich czy zwierzęcych.

**Utylizacja:**

Po zużyciu postępować jak z odzieżą. Jeżeli wyrób kompresyjny podczas użytkowania został zanieczyszczony biologicznie, należy go utylizować z odpadami pochodzenia biologicznego. Nie spalaj zużytego wyrobu kompresyjnego, ponieważ może doprowadzić to do powstania toksycznych związków.

**Wszelkie działania niepożądane, które wystąpiły w związku z użytkowaniem pończoszniczego medycznego wyrobu kompresyjnego, należy zgłaszać do producenta lub do właściwego organu państwa członkowskiego, w miejscu zamieszkania użytkownika i/lub pacjenta:**

Czechy	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Słowacja	Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
Polska	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Niemcy	Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn
Rosja	Roszdraznadzor, Address: 4, bld. 1, Slavyanskaya Square, Moscow, 109074
Ukraina	Ministry of Health Ukraine, 7 Hrushevskoho Street, Kyiv, 01601
Australia	The Therapeutic Goods Administration, 136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609

**Użyte skróty:**

KK, CCL – klasa kompresji

mmHg – milimetry słupa rtęci (jednostka miary ciśnienia krwi w kończynie dolnej)

**Producent:**

ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec

Data ostatniej rewizji tekstu: 01.03.2022



**(CZ)**

## **NÁVOD K POUŽITÍ**

Vážený zákazníku, v rukou držíte zdravotní kompresivní punčochové zdravotnické prostředky, které Vám pomohou při léčbě žilních či lymfatických chorob. Užité vlastnosti tohoto výrobku podpoříte jeho správným ošetřováním či užíváním.

**Avicenum PHLEBO 360** jsou kompresivní punčochové zdravotnické prostředky II. kompresní třídy (II. KT, CCL 2). Jsou vyrobeny technologií kruhového pletení. Materiály použité k výrobě kompresivních punčochových zdravotnických prostředků jsou nedráždivé a neobsahují latex. Mechanismus účinku kompresivních punčochových zdravotnických prostředků spočívá v působení přesně definovaného odstupňovaného tlaku na dolní končetinu, který se od kotníku směrem k srdci postupně snižuje. Tlak v oblasti kotníku v bodu b (viz. velikostní tabulka) je nejvyšší a dosahuje hodnot 23 – 32 mmHg. Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky byste měli používat při fyzické zátěži, při delších klidových přestávkách byste měli punčochy sundat (pokud Vás ošetřující lékař neurčí jinak). Produkty **Avicenum PHLEBO 360** jsou zdravotnickými prostředky určenými k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

**Název zdravotnického prostředku:**

### **Avicenum PHLEBO 360 punčochy lýtkové**

**Varianty zdravotnického prostředku:**

- otevřená špice, II. KT, vel. S minus – XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- zavřená špice, II. KT, vel. S minus – XXL plus normal, S minus - XXL plus long

### **Avicenum PHLEBO 360 punčochy stehenní**

**Varianty zdravotnického prostředku:**

- krajka, otevřená špice, II. KT, vel. S - XXL ultra krátké, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- krajka, zavřená špice, II. KT, vel. S - XXL ultra krátké, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- lem, otevřená špice, II. KT, vel. S - XXL ultra krátké, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long
- lem, zavřená špice, II. KT, vel. S - XXL ultra krátké, S minus - XXL plus normal, S minus - XXL plus long

### **Avicenum PHLEBO 360 punčochové kalhoty**

**Varianty zdravotnického prostředku:**

- otevřená špice, II. KT, vel. S normal - XXL long
- zavřená špice, II. KT, vel. S normal - XXL long

### **Avicenum PHLEBO 360 punčocha s úchytem v pase**

**Varianty zdravotnického prostředku:**

- levá, otevřená špice, II. KT, vel. S normal - XXL long
- levá, zavřená špice, II. KT, vel. S normal - XXL long
- pravá, otevřená špice, II. KT, vel. S normal - XXL long
- pravá, zavřená špice, II. KT, vel. S normal - XXL long

## **Příslušenství ke zdravotnickému prostředku:**

Každé balení zdravotnického prostředku **Avicenum PHELEBO 360**, včetně všech variant, obsahuje jako příslušenství Textilní navlékač kompresivních punčoch Avicenum. Navlékač není zdravotnickým prostředkem a slouží výhradně k usnadnění oblékání kompresivních punčoch Avicenum. Správné použití navlékače je popsáno níže, společně s návodem na správné oblékání kompresivních punčoch.

## **Uživatelský profil:**

**Avicenum PHELEBO 360** je zdravotnickým prostředkem určeným k použití v domácím prostředí i u poskytovatelů zdravotních služeb.

## **Určený účel použití zdravotnického prostředku:**

Zdravotnický prostředek určený ke kompresivní terapii žilních onemocnění a otoků různého původu dolních končetin.

## **Indikace:**

- chronická žilní insuficience – její subjektivní a objektivní projevy, prevence
- primární a sekundární varixy dolních končetin
- hluboká žilní flebotrombóza
- povrchní žilní tromboflebitida
- otoky spojené s posttrombotickým syndromem po překonané hluboké žilní flebotrombóze
- otoky a varixy v těhotenství
- stavy po prodělaných flebotrombózách a tromboflebitidách dolních končetin
- prevence hluboké žilní flebotrombózy v chirurgických oborech a následně i trombembolické choroby (zejména chirurgie, ortopedie, gynekologie)
- otoky dolních končetin (pooperační i pouúrazové, lymfatické, otoky při nadváze, idiopatické otoky dolních končetin)
- kompresní podpora po skleroterapii varixů dolních končetin
- kompresní podpora po chirurgické extirpaci varixů (klasická operace, radiofrekvenční ablace či laserová ablace varixů)
- syndromy žilní komprese (Cockettův syndrom - útlak levé ilické žíly pravostrannou ilickou tepnou, útlak podkolenní žíly, útlaky žíly z okolí – např. nádorem, cystou či okolním hematodem)
- žilní malformace (syndrom Klippel- Trénaunay, Parkes-Weberův syndrom, Maffucci syndrom)
- lymfedém (primární i sekundární)
- lipedém
- terapie bércevého vředu
- cestovní trombóza (syndrom ekonomické třídy)

Pokud kompresivní punčochové zdravotnické prostředky používáte poprvé, je vhodné jejich použití konzultovat s ošetřujícím lékařem, aby určil kompresní třídu, příp. aby byl zdravotní stav pravidelně lékařem kontrolován.

## **Kontraindikace:**

- akutní mokvající kožní projevy
- akutní končetinová ischemie
- kritická končetinová ischemie
- dekompenzovaná kardiální insuficience

- phlegmazia coerulea dolens, phlegmazia alba dolens
- přecitlivělost na použité materiály
- poruchy citlivosti končetin (např. periferní neuropatie při diabetes mellitus)

Vzhledem ke známým kontraindikacím by měl ošetřující lékař zvážit použití kompresivních punčochových zdravotnických prostředků a posoudit možné riziko s terapeutickým přínosem zdravotnického prostředku.

### **Cílová skupina pacientů:**

Pacienti s primárními varixy, pacienti po prodělané žilní tromboze a dále pacienti s výše zmíněnými indikacemi. Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky jsou určeny k použití na zdravou, neporušenou pokožku. Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky jsou určeny pro všechny věkové skupiny a obě pohlaví. Neení omezení pro použití v těhotenství.

### **Vedlejší účinky:**

Vedlejší účinky se mohou projevit především při nesprávně zvolené velikosti nebo při používání kompresivních punčochových zdravotnických prostředků mimo zátěž. Může dojít k otlakům, zhoršení prokrvení vlivem stlačení cév nebo zhoršení citlivosti přílišným stlačením nervů. U vnímavých a přecitlivělých jedinců se může objevit podráždění pokožky (zarudnutí, svědění, tvorba puchýřků) v místě kontaktu s materiály, ze kterých jsou kompresivní punčochové zdravotnické prostředky vyrobeny.

### **Jak zvolit správnou velikost kompresivních punčochových zdravotnických prostředků:**

Pro dosažení požadovaného účinku je nutné zvolit správnou velikost. Velikost lze určit z velikostní tabulky změřením obvodů končetiny v místech označených na obrázku.

### **Upozornění:**

Jakékoliv otoky dolních končetin by měl posoudit lékař. Pokud jste otoky pozorovali poprvé, poraďte se před používáním kompresivních punčochových zdravotnických prostředků s ošetřujícím lékařem. Nezačínajte samoléčbu kompresivními zdravotnickými prostředky, pokud neznáte příčinu otoků. Kombinaci s jinými zdravotnickými prostředky (např. bandážemi nebo ortézami) je nutné vždy konzultovat s Vaším ošetřujícím lékařem.

- k měření použijte krejčovský metr
- měřte vestoje, nejlépe ráno po probuzení – během dne mohou končetiny otékat
- požádejte o pomoc druhou osobu
- naměřené hodnoty se v průběhu léčby mohou měnit - ověřte vždy správnou velikost před použitím nového balení kompresivního punčochového zdravotnického prostředku



## VELIKOSTNÍ TABULKA:


VELIKOST	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
S*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
S+*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
M-*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
M*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
M+*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
L-*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
L*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
L+*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
XL-*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
XL*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
XL+*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
XXL*	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

\* velikosti s certifikátem RAL, netýká se punčoch s úchytem v pase

DĚLKA			
	short	normal	long
AD	-	34 – 38*	38 – 43*
AG	56 – 62	62 – 71*	71 – 82*

- a obvod chodidla  
 b obvod nad kotníkem  
 b1 obvod 10 cm nad kotníkem  
 c obvod lýtky  
 d obvod pod kolenem  
 e obvod nad kolenem  
 f obvod stehna (v půli stehna)  
 g obvod stehna (5cm pod rozkrokem)  
 h obvod boků  
 t obvod pasu

- AD lýtková punčocha  
 AG stehenní punčocha  
 AT punčochové kalhoty  
 A-G/T punčocha s úchytem v pase



Pokud naměřené hodnoty neodpovídají žádné velikosti uvedené ve velikostní tabulce (např. bod b odpovídá vel. S, ale bod d již velikosti L), navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo přímo výrobce. Je možné, že potřebujete kompresivní punčochový zdravotnický prostředek vyrobený na míru přímo pro Vás.

Pokud se naměřené hodnoty výrazně liší pro pravou a levou končetinu, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo přímo výrobce. Je možné, že potřebujete kompresivní punčochový zdravotnický prostředek vyrobený na míru přímo pro Vás.

Pokud jsou naměřené hodnoty na rozhraní dvou velikostí, zvolte tu větší. Pokud si s volbou velikosti kompresivního punčochového zdravotnického prostředku nejste jisti, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb nebo přímo výrobce.

Pokud se kompresivní punčochový zdravotnický prostředek obtížně obléká, navštivte specializovanou výdejnu zdravotnických potřeb a požádejte o ukázkou správné techniky navlékání kompresivních zdravotnických prostředků. Můžete také použít některou z navlékacích pomůcek.

Pokud lem nebo krajka nedrží na končetině (u stehenních punčoch), otřete silikonové pásky nebo nopky lihovým roztokem, popř. oholte ochlupení končetiny v místě kontaktu silikonu s pokožkou.

#### **Správně zvolená velikost:**

- pociťujete znatelný, nikoliv však nepříjemný tlak po celé délce kompresivního punčochového zdravotnického prostředku
- kompresivní zdravotnický prostředek při chůzi nesjíždí a neshruje se pod kolenem nebo na nártu
- lem nebo krajka kompresivní punčochy neškrtí (u stehenních punčoch)
- úchyt v pase se nezařezává, neškrtí a není nepřiměřeně dotažen (u punčochy s úchytem v pase)

Údaje o kompresní třídě, velikosti a výrobci najdete na etiketě všité u horního okraje kompresivního punčochového zdravotnického prostředku. V případě, že etiketa byla během používání zdravotnického prostředku odstraněna, lze údaj o velikosti ověřit na chodidlové části zdravotnického prostředku, kde je vypleten.

#### **Aplikace kompresivních punčoch:**

Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky navlékejte na dolní končetinu postupným tahem, ne pouze za jejich horní okraj. Nejvhodnějším je navlékat kompresivní punčochové zdravotnické prostředky zrána před zátěží a před případným vznikem otoku. Pro lepší komfort navlékání použijte přiložený Textilní navlékač kompresivních punčoch Avicenum. Použití textilního navlékače je graficky zobrazeno na doplňkové kartičce, která je součástí balení výrobku. Při navlékání by kompresivní punčochové zdravotnické prostředky neměly být v kontaktu s ostrými předměty (např. šperky) nebo dlouhými nehty. Zvýšená péče o Vaše chodidla (drsná kůže na patách) zmenší riziko poškození zdravotnického prostředku a prodlouží jeho životnost. Kompresivní punčochový zdravotnický prostředek musí být natažen rovnoměrně a bez záhybů, aby došlo k účinnému rozložení tlaku. Pokud používáte tělovou kosmetiku, vyčkejte s oblékáním zdravotnického prostředku cca 15 min. po aplikaci. V případě viditelného mechanického poškození kompresivní punčochový zdravotnický prostředek dále nenoste a nejlépe vyměňte za nový.

## Ošetřování a údržba:

Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky **Avicenum PHLEBO 360** jsou určeny pro opakované použití jedním uživatelem. Svou účinnost a bezpečnost si zachovávají po dobu 6-ti měsíců od prvního použití při dodržení následujících pravidel:

- kompresivní punčochový zdravotnický prostředek lze prát v pračce (maximální teplota praní 30°C, mírný postup) mýdlovým roztokem nebo speciálním přípravkem pro praní kompresivních punčoch, v ochranném obalu (prací sáček)
- nepoužívejte aviváž
- nepoužívejte odstředování, mokré kompresivní punčochové zdravotnické prostředky vymačkejte mezi dvěma ručníky
- sušte ve vodorovné poloze mimo přímý zdroj tepla (radiátor, slunce)
- kompresivní punčochové zdravotnické prostředky nežehlete
- maximální možný počet pracích cyklů je 120
- skladujte v suchu a temnu, nejlépe v originálním obalu
- do kompresivních punčochových zdravotnických prostředků nijak mechanicky nezasahujte, neopravujte místa poškozená používáním, nenastříhávejte okraje ani krajku nebo lem
- přilnavost silikonových proužků na krajce nebo silikonových nopků na lemu obnovíte otřením lihovým roztokem (u stehenních punčoch)
- kompresivní punčochové zdravotnické prostředky nesmí přijít do styku s organickými rozpouštědly, bělicími přípravky

Tyto zdravotnické prostředky smí být bezpečně používány 60 měsíců od data výroby. Toto datum je součástí šarže zdravotnického prostředku, které je vyjádřeno ve formátu RR/MM-1234567, kde RR znamená rok a MM měsíc výroby.

## Ošetřovací symboly:



*Nepoužívat aviváž*

## Kdy nepoužívat:

Zdravotnický prostředek ihned přestaňte používat pokud:

- se objeví známky mechanického poškození (kompresivní punčochový zdravotnický prostředek vyměňte za nový)
- pozorujete zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít souvislost s používáním kompresivních punčochových zdravotnických prostředků v takovém případě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem

## Složení:

Lýtkové punčochy: 60% PAD Nylon, 40% elasthan LYCRA®

Stehenní punčochy: 60% PAD Nylon, 40% elasthan LYCRA®, silikon

Punčochové kalhoty: 60% PAD Nylon, 40% elasthan LYCRA®

Punčocha s úchytem v pase: 60% PAD Nylon, 40% elasthan LYCRA®, plast

## Kdy nepoužívat:

Zdravotnický prostředek ihned přestaňte používat pokud:

- se objeví známky mechanického poškození (kompresivní punčochový zdravotnický prostředek vyměňte za nový)

- pozorujete zhoršení zdravotního stavu, které by mohlo mít souvislost s používáním kompresivních punčochových zdravotnických prostředků - v takovém případě se poraďte se svým ošetřujícím lékařem

Tyto zdravotnické prostředky neobsahují léčivou látku, včetně derivátů lidské krve nebo plazmy, tkáně nebo buňky lidského původu nebo jejich deriváty, tkáně nebo buňky zvířecího původu nebo jejich deriváty.

#### Likvidace:

Kompresivní punčochové zdravotnické prostředky je možno likvidovat s běžným komunálním odpadem, případně odložit do kontejneru určeného na textil. Ačkoliv je výrobek určen pro použití na zdravou, neporušenou pokožku, není vyloučeno, že během používání došlo ke kontaminaci tělními tekutinami. V takovém případě by měly být kompresivní punčochové zdravotnické prostředky zlikvidovány jako infekční materiál.

Použitý materiál není toxický, pokud nedojde k jeho hoření. Použité kompresivní punčochové zdravotnické prostředky nikdy nespalujte.

**Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, by měla být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen:**

Česká republika	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Slovensko	Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
Polsko	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Německo	Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn
Rusko	Roszdraznadzor, Address: 4, bld. 1, Slavyanskaya Square, Moscow, 109074
Ukrajina	Ministry of Health Ukraine, 7 Hrushevskoho Street, Kyiv, 01601
Austrálie	The Therapeutic Goods Administration, 136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609

#### Seznam zkratek:

KT, CCL – kompresní třída

mmHg – milimetry rtuťového sloupce (jednotka měření krevního tlaku na dolní končetině)

#### Výrobce:



ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec  
Datum poslední revize textu: 01.03.2022



**(SK)**

## **NÁVOD NA POUŽITIE**

Vážený zákazník, v rukách držíte zdravotné kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky, ktoré Vám pomôžu pri liečbe žilových či lymfatických chorôb. Úžitkové vlastnosti tohto výrobku podporíte jeho správnym ošetrovaním či užívaním.

**Avicenum PHLEBO 360** sú kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky II. kompresnej triedy (II. KT, CCL 2). Sú vyrobené technológiou kruhového pletenia. Materiály použité na výrobu kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok sú nedráždivé a neobsahujú latex. Mechanizmus účinku kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok spočíva v pôsobení presne definovaného odstupňovaného tlaku na dolnú končatinu, ktorý sa od členku smerom k srdcu postupne znižuje. Tlak v oblasti členka v bode b (viď. veľkostná tabuľka) je najvyšší a dosahuje hodnotu 23 - 32 mmHg. Pre dosiahnutie požadovaného účinku je nutné zvoliť správnu veľkosť. Kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky by ste mali používať pri fyzickej záťaži, pri dlhších kludových prestávkach by ste mali pančuchy zložiť (pokiaľ váš ošetrojúci lekár neurčí inak). Produkty **Avicenum PHLEBO 360** sú zdravotnícke pomôcky určené na použitie v domácom prostredí aj u poskytovateľov zdravotných služieb.

**Názov zdravotníckej pomôcky:**

### **Avicenum PHLEBO 360 pančuchy lýtkové**

**Varianty zdravotníckej pomôcky:**

- otvorená špička, II. KT, veľ. S mínus - XXL plus normal, S mínus - XXL plus long
- uzavretá špička, II.KT, veľ. S mínus - XXL plus normal, S mínus - XXL plus long

### **Avicenum PHLEBO 360 pančuchy stehenné**

**Varianty zdravotníckej pomôcky:**

- krajka, otvorená špička, II. KT, veľ. S - XXL ultra krátke, S mínus - XXL plus normal, S mínus - XXL plus long
- krajka, uzavretá špička, II. KT, veľ. S - XXL ultra krátke, S mínus - XXL plus normal, S mínus - XXL plus long
- lem, otvorená špička, II. KT, veľ. S - XXL ultra krátke, S mínus - XXL plus normal, S mínus - XXL plus long
- lem, uzavretá špička, II. KT, veľ. S - XXL ultra krátke, S mínus - XXL plus normal, S mínus - XXL plus long

### **Avicenum PHLEBO 360 pančuchové nohavice**

**Varianty zdravotníckej pomôcky:**

- otvorená špička, II. KT, veľ. S normal - XXL long
- zatvorená špička, II. KT, veľ. S normal - XXL long

### **Avicenum PHLEBO 360 pančucha s úchytným pásom**

**Varianty zdravotníckej pomôcky:**

- ľavá, otvorená špička, II. KT, veľ. S normal - XXL long
- ľavá, uzavretá špička, II. KT, veľ. S normal - XXL long
- pravá, otvorená špička, II. KT, veľ. S normal - XXL long
- pravá, uzavretá špička, II. KT, veľ. S normal - XXL long

### **Príslušenstvo k zdravotníckej pomôcke:**

Každé balenie zdravotníckej pomôcky **Avicenum PHLEBO 360**, vrátane všetkých variantov, obsahuje ako príslušenstvo Textilný navliekač kompresívnych pančúch Avicenum. Navliekač nie je zdravotníckou pomôckou a slúži výhradne na uľahčenie obliekania kompresívnych pančúch Avicenum. Správne použitie navliekača je popísané nižšie, spoločne s návodom na správne obliekanie kompresívnych pančúch.

### **Užívateľský profil:**

**Avicenum PHLEBO 360** je zdravotnícka pomôcka určená na použitie v domácom prostredí aj u poskytovateľov zdravotných služieb.

### **Určený účel použitia zdravotníckej pomôcky:**

Zdravotnícka pomôcka určená na kompresívnu terapiu ochorení žíl a opuchov rôzneho pôvodu dolných končatín.

### **Indikácie:**

- chronická žilová nedostatočnosť - jej subjektívne a objektívne prejavy, prevencia
- primárne a sekundárne varixy dolných končatín
- hlboká žilová flebotrombóza
- povrchová žilová tromboflebitída
- opuchy spojené s posttrombotickým syndrómom po prekonanej hlbokej žilovej flebotrombóze
- opuchy a varixy v tehotenstve
- stavy po prekonaných flebotrombózach a tromboflebitídach dolných končatín
- prevencia hlbokoj žilovej flebotrombózy v chirurgických odboroch a následne i tromboembolickej choroby (najmä chirurgia, ortopédia, gynekológia)
- opuchy dolných končatín (pooperačné aj poúrazové, lymfatické, opuchy pri nadváhe, idiopatické opuchy dolných končatín)
- kompresívna podpora po skleroterapii varixov dolných končatín
- kompresívna podpora po chirurgickej exstirpácii varixov (klasická operácia, rádiorrekvenčná ablácia či laserová ablácia varixov)
- syndrómy žilovej kompresie (Cockettov syndróm - útlak ľavej ilickej žily pravostrannou ilickou tepnou, útlak podkolennej žily, útlak žily z okolia - napr. nádorom, cystou či okolitým hematómom)
- žilová malformácia (syndróm Klippel- Trénaunay, Parkes-Weberov syndróm, Maffucci syndróm)
- lymfedém (primárne i sekundárne)
- lipedém
- terapia vredu predkolenia
- cestovná trombóza (syndróm ekonomickej triedy)

Ak kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky používate prvýkrát, je vhodné ich použitie konzultovať s ošetroujúcim lekárom, aby určil kompresnú triedu, príp. aby bol zdravotný stav pravidelne lekárom kontrolovaný.

**Kontraindikácie:**

- akútne mokvajúce kožné prejavy
- akútna končatinová ischémia
- kritická končatinová ischémia
- dekompenzovaná kardiálna insuficiencia
- phlegmazia coerulea dolens, phlegmazia albumi dolens
- precitlivenosť na použité materiály
- poruchy citlivosti končatín (napr. periférna neuropatia pri diabetes mellitus)

Vzhľadom na známe kontraindikácie by mal ošetrojúci lekár zvážiť použitie kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok a posúdiť možné riziko s terapeutickým prínosom zdravotníckej pomôcky.

**Cieľová skupina pacientov:**

Pacienti s primárnymi varixami, pacienti po prekonanej žilovej tromboze a ďalej pacienti s vyššie spomínanými indikáciami. Kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky sú určené na použitie na zdravú, neporušenú pokožku. Kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky sú určené pre všetky vekové skupiny a obe pohlavia. Nie je obmedzenie pre použitie v tehotenstve.

**Vedľajšie účinky:**

Vedľajšie účinky sa môžu prejavovať predovšetkým pri nesprávne zvolenej veľkosti alebo pri používaní kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok mimo záťaž. Môže dôjsť k otlakom, zhoršeniu prekrvenia vplyvom stlačenia ciev alebo zhoršeniu citlivosti prílišným stlačením nervov. U vnímavých a precitlivených jedincov sa môže objaviť podráždenie pokožky (začervenanie, svrbenie, tvorba pluzgierikov) v mieste kontaktu s materiálmi, z ktorých sú kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky vyrobené.

**Ako vybrať správnu veľkosť kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok:**

Pre dosiahnutie požadovaného účinku je nutné zvoliť správnu veľkosť. Veľkosť možno určiť z veľkostnej tabuľky zmeraním obvodov končatiny v miestach označených na obrázku.

**Upozornenie:**

Akékoľvek opuchy dolných končatín by mal posúdiť lekár. Ak ste opuchy spozorovali prvýkrát, poraďte sa pred používaním kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok s ošetrojúcim lekárom. Nezačínajte samoliečbu kompresívnymi zdravotníckymi pomôckami, ak nepoznate príčinu opuchov. Kombináciu s inými zdravotníckymi pomôckami (napr. bandážami alebo ortézami) je nutné vždy konzultovať s Vaším ošetrojúcim lekárom.

- k meraniu používajte krajčírsky meter
- merajte postojacky, najlepšie ráno po prebudení - počas dňa môžu končatiny opúchať
- požiadajte o pomoc druhú osobu
- namerané hodnoty sa v priebehu liečby môžu meniť - overte vždy správnu veľkosť pred použitím nového balenia kompresívnej pančuchovej zdravotníckej pomôcky

## VEĽKOSTNÁ TABUĽKA:


VEĽKOSŤ	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	37 – 45	42 – 52	100	70
S*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	41 – 49	47 – 57	110	80
S+*	19 – 25	20 – 23	25 – 30	32 – 38	31 – 37	33 – 39	49 – 57	57 – 67	110	80
M-*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	40 – 48	47 – 57	110	80
M*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	45 – 53	52 – 62	120	90
M+*	22 – 28	23 – 26	28 – 33	35 – 41	34 – 40	36 – 42	53 – 61	62 – 72	120	90
L-*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	45 – 53	52 – 62	120	90
L*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	49 – 57	57 – 67	120	90
L+*	25 – 31	26 – 29	31 – 36	38 – 44	37 – 43	39 – 45	57 – 65	67 – 77	130	100
XL-*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	49 – 57	57 – 67	120	90
XL*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	53 – 61	62 – 72	130	100
XL+*	28 – 34	29 – 32	34 – 39	41 – 47	40 – 46	42 – 48	61 – 69	72 – 82	130	100
XXL*	31 – 37	32 – 35	37 – 42	44 – 50	43 – 49	45 – 51	57 – 65	67 – 77	130	100

\* veľkosti s certifikátom RAL, netýka sa pančuchy s úchytným v páse

DĹŽKA			
	short	normal	long
AD	-	34 – 38*	38 – 43*
AG	56 – 62	62 – 71*	71 – 82*

- a obvod chodidla
- b obvod nad členkom
- b1 obvod 10 cm nad členkom
- c obvod lýtky
- d obvod pod kolenom
- e obvod nad kolenom
- f obvod stehna (v strede stehna)
- g obvod stehna (5 cm pod rozkrokom)
- h obvod bokov
- t obvod pásu

- A–D lýtková pančucha
- A–G stehenná pančucha
- A–T pančuchové nohavice
- A-G/T pančucha s úchytným v páse





Ak namerané hodnoty nezodpovedajú žiadnej veľkosti uvedenej vo veľkostnej tabuľke (napr. Bod b zodpovedá veľ. S, ale bod d už veľkosti L), navštívte špecializovanú výdajňu zdravotníckych pomôcok alebo priamo výrobcu. Je možné, že potrebujete kompresívnu pančuchovú zdravotnícku pomôcku vyrobenú na mieru priamo pre Vás.

Ak sa namerané hodnoty výrazne líšia pre pravú a ľavú končatinu, navštívte špecializovanú výdajňu zdravotníckych pomôcok alebo priamo výrobcu. Je možné, že potrebujete kompresívnu pančuchovú zdravotnícku pomôcku vyrobenú na mieru priamo pre Vás.

Ak sú namerané hodnoty na rozhraní dvoch veľkostí, vyberte tú väčšiu. Ak si s voľbou veľkosti kompresívnej pančuchovej zdravotníckej pomôcky nie ste istí, navštívte špecializovanú výdajňu zdravotníckych pomôcok alebo priamo výrobcu.

Ak sa kompresívna pančuchová zdravotnícka pomôcka ťažko oblieka, navštívte špecializovanú výdajňu zdravotníckych potrieb a požiadajte o ukážku správnej techniky navliekania kompresívnych zdravotníckych pomôcok. Môžete tiež použiť niektorú z navliekacích pomôcok.

Ak lem alebo krajka nedrží na končatine (u stehenných pančúch), pretrite silikónové pásky alebo nopky liehovým roztokom, popr. oholte ochlpenie končatiny v mieste kontaktu silikónu s pokožkou.

#### **Správne zvolená veľkosť:**

- pociťujete znateľný, nie však nepríjemný tlak po celej dĺžke kompresívnej pančuchovej zdravotníckej pomôcky
- kompresívna zdravotnícka pomôcka pri chôdzi neschádza a nezhrňuje sa pod kolenom alebo na priehlavku
- lem alebo krajka kompresívnej pančuchy neškrtí (u stehenných pančúch)
- úchyt v páse sa nezarezáva, neškrtí a nie je neprimerane dotiahnutý (u pančuchy s úchytom v páse)

Údaje o kompresívnej triede, veľkosti a výrobcovi nájdete na etikete všitej pri hornom okraji kompresívnej pančuchovej zdravotníckej pomôcky. V prípade, že etiketa bola počas používania zdravotníckej pomôcky odstránená, možno údaj o veľkosti overiť na chodidlovej časti zdravotníckej pomôcky, kde je vypletený.

#### **Aplikácia kompresívnych pančúch:**

Kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky navliekajte na dolnú končatinu postupným ťahom, nie iba za ich horný okraj. Najvhodnejšie je navliekať kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky zrúna pred záťažou a pred prípadným vznikom opuchu. Pre lepší komfort navliekania použite priložený Textilný navliekač kompresívnych pančúch Avicenum. Použitie textilného navliekača je graficky zobrazené na doplnkovej kartičke, ktorá je súčasťou balenia výrobku. Pri navliekaní by kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky nemali byť v kontakte s ostrými predmetmi (napr. šperkmi) alebo dlhými nechtami. Zvýšená starostlivosť o Vaše chodidlá (drsná koža na pätách) zmenší riziko poškodenia zdravotníckej pomôcky a predĺži jej životnosť. Kompresívna pančuchová zdravotnícka pomôcka musí byť natiahnutá rovnomerne a bez záhybov, aby došlo k účinnému rozloženie tlaku. Ak

používate telovú kozmetiku, počkajte s obliekaním zdravotníckej pomôcky cca 15 min. po aplikácii. V prípade viditeľného mechanického poškodenia kompresívnu pančuchovú zdravotnícku pomôcku ďalej nenoste a najlepšie vymeňte za novú.

### Ošetrovanie a údržba:

Kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky **Avicenum PHLEBO 360** sú určené pre opakované použitie jedným užívateľom. Svoju účinnosť a bezpečnosť si zachovávajú po dobu 6-tich mesiacov od prvého použitia pri dodržaní nasledujúcich pravidiel:

- kompresívnu pančuchovú zdravotnícku pomôcku možno prať v práčke (maximálna teplota prania 30 ° C, mierny postup) mydlovým roztokom alebo špeciálnym prípravkom pre pranie kompresívnych pančúch, v ochrannom obale (pracie vrečko)
- nepoužívajte aviváž
- nepoužívajte odstreďovanie, mokré kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky vysušte medzi dvoma uterákmi
- sušte vo vodorovnej polohe mimo priamy zdroj tepla (radiátor, slnko)
- kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky nežehlite
- maximálny možný počet pracích cyklov je 120
- skladujte v suchu a tme, najlepšie v originálnom obale
- do kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok nijako mechanicky nezasahujte, neopravujte miesta poškodené používaním, nenastrihávajte okraje ani krajku alebo lem
- priľnavosť silikónových prúžkov na krajke alebo silikónových nopkov na leme obnovíte pretretím liehovým roztokom (u stehenných pančúch)
- kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky nesmú prísť do styku s organickými rozpúšťadlami, bieliacimi prípravkami

Tieto zdravotnícke pomôcky sa smú bezpečne používať 60 mesiacov od dátumu výroby. Tento dátum je súčasťou šarže zdravotníckej pomôcky, ktoré je vyjadrené vo formáte RR / MM-1234567, kde RR znamená rok a MM mesiac výroby.

### Ošetrovacie symboly:



### Kedy nepoužívať:

Zdravotnícku pomôcku ihneď prestaňte používať ak:

- sa objavia známky mechanického poškodenia (kompresívnu pančuchovú zdravotnícku pomôcku vymeňte za novú)
- pozorujete zhoršenie zdravotného stavu, ktoré by mohlo mať súvislosť s používaním kompresívnych pančuchových zdravotníckych pomôcok - v takom prípade sa poraďte so svojím ošetrovateľom

### Zloženie:

Lýtkové pančuchy: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA®

Stehenné pančuchy: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA®, silikon

Pančuchové nohavice: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA®

Pančucha s úchytným v pásu: 60% PAD Nylon, 40% elastan LYCRA®, plast

Tieto zdravotnícke pomôcky neobsahujú liečivo, vrátane derivátov ľudskej krvi alebo plazmy, tkanivá alebo bunky ľudského pôvodu alebo ich deriváty, tkanivá alebo bunky živočíšneho pôvodu alebo ich deriváty.

#### Likvidácia:

Kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky je možné likvidovať s bežným komunálnym odpadom, prípadne odložiť do kontajnera určeného na textil. Hoci je výrobok určený pre použitie na zdravú, neporušenú pokožku, nie je vylúčené, že počas používania došlo ku kontaminácii telesnými tekutinami. V takom prípade by mali byť kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky zlikvidované ako infekčný materiál.

Použitý materiál nie je toxický, ak nedôjde k jeho horeniu. Použitý kompresívne pančuchové zdravotnícke pomôcky nikdy nespálujte.

**Akýkoľvek závažný nežiaduci účinok, ku ktorému došlo v súvislosti s dotknutou pomôckou, by mala byť hlásená výrobcovia a príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom je používateľ a / alebo pacient žijúci:**

Česká republika	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10
Slovensko	Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
Poľsko	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
Nemecko	Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn
Rusko	Roszdraznavor, Address: 4, bld. 1, Slavyanskaya Square, Moscow, 109074
Ukrajina	Ministry of Health Ukraine, 7 Hrushevskoho Street, Kyiv, 01601
Austrália	The Therapeutic Goods Administration, 136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609

#### Zoznam skratiek:

KT, CCL – kompresná trieda

mmHg – milimetre ortuťového stĺpca (jednotka merania krvného tlaku na dolnej končatine)

#### Výrobca:



ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec  
Dátum poslednej revízie textu: 01.03.2022



**(FR)**

## **MODE D'EMPLOI**

Chère cliente, cher client, Vous tenez entre vos mains des bas de compression médicale qui vous aideront dans le traitement des maladies veineuses ou lymphatiques. Vous pouvez maximiser les avantages du produit en l'utilisant et en l'entretenant correctement.

**Avicenum PHLEBO 360** est un bas de compression médicale de classe de compression II (CC II, CCL 2). Le produit a été fabriqué en utilisant la technologie du tricotage circulaire. Les matériaux utilisés pour la fabrication du produit sont non irritants et sans latex. Le mécanisme d'action du produit est basé sur l'effet d'une pression graduelle sur la jambe, définie avec précision, qui diminue de la cheville jusqu'au cœur. La pression est maximale à la cheville (voir le tableau des tailles), atteignant 23-32 mmHg. Veuillez choisir la bonne taille du produit afin d'obtenir les effets désirés. Le produit est conçu pour l'activité physique. Veuillez retirer le produit pendant des périodes de repos prolongées (sauf avis contraire de votre médecin). **Les produits Avicenum PHLEBO 360** sont des dispositifs médicaux destinés à être utilisés à la fois à domicile et dans des établissements médicaux.

**Nom du produit :**

### **Bas mollet Avicenum PHLEBO 360**

#### **Avicenum PHLEBO 360 pančuchy lýtkové**

**Variantes du produit :**

- pied ouvert, CCL II, tailles S moins - XXL plus normal, S moins - XXL plus long
- pied fermé, CCL II, tailles S moins - XXL plus normal, S moins - XXL plus long

### **Bas cuisse Avicenum PHLEBO 360**

**Variantes du produit :**

- dentelle, pied ouvert, CCL II, tailles S - XXL ultra court, S moins - XXL plus normal, S moins - XXL plus long
- dentelle, pied fermé, CCL II, tailles S - XXL ultra court, S moins - XXL plus normal, S moins - XXL plus long
- bordure, pied ouvert, CCL II, tailles S - XXL ultra court, S moins - XXL plus normal, S moins - XXL plus long
- bordure, pied fermé, CCL II, tailles S - XXL ultra court, S moins - XXL plus normal, S moins - XXL plus long

### **Collants Avicenum PHLEBO 360**

**Variantes du produit :**

- otvorená špička, II. KT, veľ. S normal - XXL long
- zatvorená špička, II. KT, veľ. S normal - XXL long

### **Bas cuisse avec ceinture Avicenum PHLEBO 360**

**Variantes du produit :**

- gauche, pied ouvert, CCL II, tailles S normal - XXL long
- gauche, pied fermé, CCL II, tailles S normal - XXL long
- droite, pied ouvert, CCL II, tailles S normal - XXL long
- droite, pied fermé, CCL II, tailles S normal - XXL long

**Accessoires du produit :**

Chaque paire d'**Avicenum PHLEBO 360** dans toutes les variantes comprend une aide pour enfiler les bas de compression Avicenum. L'aide n'est pas un dispositif médical et ne sert qu'à faciliter l'enfilage du produit. L'utilisation correcte de l'aide est décrite ci-dessous, ainsi que les instructions concernant le port des bas de compression.

**Profil de l'utilisateur :**

**Avicenum PHLEBO 360** est un dispositif médical destiné à être utilisé à la fois à domicile et dans les établissements médicaux.

**Utilisation prévue :**

Le produit est destiné à la thérapie par compression des troubles veineux et des gonflements des jambes d'origines diverses.

**Indikácie:**

- Insuffisance veineuse chronique : manifestations subjectives et objectives, prévention de
- varices primaires et secondaires des jambes
- thrombose veineuse profonde
- thrombophlébite veineuse superficielle
- gonflement associée au syndrome post-thrombotique après un accident veineux profond phlébothrombose
- gonflement et varices pendant la grossesse
- conditions après phlébothrombose et thrombophlébite des jambes
- prévention de la phlébothrombose veineuse profonde en chirurgie et les maladies associées maladies thromboemboliques (en particulier la chirurgie, l'orthopédie, la gynécologie)
- gonflement des jambes (postopératoire et post-traumatique, lymphatique, gonflement dû au surpoids, gonflement idiopathique des jambes)
- support de compression après sclérothérapie des varices
- support après une opération chirurgicale des varices (chirurgie classique, ablation par radiofréquence ou ablation au laser)
- syndromes de compression veineuse (syndrome de Cockett - compression de l'artère gauche) veine iliaque par l'artère iliaque droite, compression de la veine poplitée, entourant la veine iliaque droite, compression de la veine poplitée par l'artère iliaque droite compression des veines, par exemple par une tumeur, un kyste ou un hématome environnant)
- malformations veineuses (syndrome de Klippel-Trenaunay, syndrome de Parkes Weber, Syndrome de Maffucci)
- lymphœdème (primaire et secondaire)
- lipœdème
- thérapie des ulcères de jambe
- thrombose de voyage (syndrome de la classe économique)

Si vous utilisez des bas de compression médicale pour la première fois, veuillez consulter votre médecin pour qu'il vous aide à choisir la classe de compression adaptée à votre produit, ou faites contrôler votre état de santé régulièrement.

**Contre-indications :**

- Manifestations cutanées aiguës et suintantes
- ischémie aiguë des membres
- ischémie critique des membres
- insuffisance cardiaque décompensée
- phlegmasia coerulea dolens, phlegmasia alba dolens
- hypersensibilité aux matériaux utilisés
- troubles de la sensibilité des membres (par exemple, neuropathie périphérique en cas de diabète sucré)

Votre médecin doit envisager l'utilisation du produit en tenant compte des contre-indications connues et des risques possibles par rapport aux bénéfices thérapeutiques du produit.

**Groupe cible :**

Patients présentant des varices primaires, patients après une thrombose veineuse et patients présentant les indications ci-dessus. Le produit ne peut être utilisé que sur une peau saine et intacte. Le produit est destiné à être utilisé par tous les groupes d'âge et par les hommes et les femmes. Le produit peut être utilisé pendant la grossesse sans restriction.

**Effets secondaires :**

Des effets secondaires peuvent survenir, en particulier si la taille du produit n'est pas adaptée ou si le produit est utilisé en dehors d'une activité intense. Si le produit est trop serré, il peut provoquer des escarres, des troubles de la circulation dus à la compression des vaisseaux sanguins ou une diminution de la sensibilité due à une compression excessive des nerfs. Les personnes sensibles et hypersensibles peuvent ressentir une irritation cutanée (rougeurs, démangeaisons ou cloques) au point de contact des matériaux du produit avec la peau.

**Comment choisir la bonne taille :**

Veillez choisir la bonne taille du produit afin d'obtenir les effets désirés. Déterminez la taille selon le tableau des tailles en mesurant aux points indiqués sur le schéma.

**Remarque :**

Tout gonflement des jambes doit être examiné par votre médecin. Si vous souffrez de gonflement pour la première fois, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser le produit. N'utilisez pas le produit si vous n'avez pas déterminé la cause du gonflement. Consultez toujours votre médecin avant de combiner le produit avec d'autres dispositifs médicaux (par exemple, des manches ou des appareils dentaires).

- Veuillez utiliser un mètre ruban
- Veuillez prendre les mesures debout, de préférence le matin au réveil. Les jambes peuvent gonfler au cours de la journée.
- Veuillez obtenir l'aide d'une autre personne
- Les valeurs mesurées peuvent changer au cours du traitement. Veuillez toujours vérifier la taille correcte avant d'utiliser un nouveau produit

## TABLEAU DES TAILLES :


TAILLE	a	b	b1	c	d	e	f	g	h	t
S-*	19 - 25	20 - 23	25 - 30	32 - 38	31 - 37	33 - 39	37 - 45	42 - 52	100	70
S*	19 - 25	20 - 23	25 - 30	32 - 38	31 - 37	33 - 39	41 - 49	47 - 57	110	80
S+*	19 - 25	20 - 23	25 - 30	32 - 38	31 - 37	33 - 39	49 - 57	57 - 67	110	80
M-*	22 - 28	23 - 26	28 - 33	35 - 41	34 - 40	36 - 42	40 - 48	47 - 57	110	80
M*	22 - 28	23 - 26	28 - 33	35 - 41	34 - 40	36 - 42	45 - 53	52 - 62	120	90
M+*	22 - 28	23 - 26	28 - 33	35 - 41	34 - 40	36 - 42	53 - 61	62 - 72	120	90
L-*	25 - 31	26 - 29	31 - 36	38 - 44	37 - 43	39 - 45	45 - 53	52 - 62	120	90
L*	25 - 31	26 - 29	31 - 36	38 - 44	37 - 43	39 - 45	49 - 57	57 - 67	120	90
L+*	25 - 31	26 - 29	31 - 36	38 - 44	37 - 43	39 - 45	57 - 65	67 - 77	130	100
XL-*	28 - 34	29 - 32	34 - 39	41 - 47	40 - 46	42 - 48	49 - 57	57 - 67	120	90
XL*	28 - 34	29 - 32	34 - 39	41 - 47	40 - 46	42 - 48	53 - 61	62 - 72	130	100
XL+*	28 - 34	29 - 32	34 - 39	41 - 47	40 - 46	42 - 48	61 - 69	72 - 82	130	100
XXL*	31 - 37	32 - 35	37 - 42	44 - 50	43 - 49	45 - 51	57 - 65	67 - 77	130	100

**\* Tailles certifiées RAL, ne s'applique pas aux bas cuisse avec ceinture**

LONGUEUR			
	court	normal	long
AD	-	34 - 38*	38 - 43*
AG	56 - 62	62 - 71*	71 - 82*

- a tour de pied
- b tour de cheville (au-dessus de la cheville)
- b1 tour de cheville (10 cm au-dessus de la cheville)
- c tour de mollet
- d tour de genou (en-dessous du genou)
- e tour de genou (au-dessus du genou)
- f tour de cuisse (au milieu de la cuisse)
- g tour de cuisse (5 cm sous l'entrejambe)
- h tour de hanche
- t tour de taille

- AD bas mollet
- AG bas cuisse
- AT cuisses
- A-G/T bas cuisse avec ceinture



Si les valeurs mesurées ne correspondent à aucune des tailles du tableau (par exemple, le point b correspond à la taille S mais le point d à la taille L), veuillez vous rendre dans un magasin de matériel médical spécialisé ou chez le fabricant. Il se peut que vous ayez besoin d'un produit sur mesure.

Si les valeurs mesurées diffèrent sensiblement pour la jambe droite et la jambe gauche, veuillez vous rendre dans un magasin de matériel médical spécialisé ou directement chez le fabricant. Il se peut que vous ayez besoin d'un produit sur mesure.

Si vous êtes entre deux tailles, choisissez la plus grande. Si vous avez des difficultés à choisir la taille du produit, veuillez vous rendre dans un magasin de matériel médical spécialisé ou directement chez le fabricant.

Si vous avez des difficultés à mettre le produit, veuillez vous rendre dans un magasin de matériel médical spécialisé et demandez une démonstration de la méthode correcte d'application. Vous pouvez également utiliser l'une des aides pour l'enfilage du produit.

Si la bordure ou la dentelle ne tient pas sur la jambe (dans le cas des bas cuisse), nettoyez les bandes ou les picots en silicone avec une solution alcoolisée ou rasez les poils au point de contact de la peau avec les bandes ou les picots en silicone.

#### **Avec une taille correctement sélectionnée :**

- vous devriez ressentir une pression perceptible, mais non désagréable, sur toute la longueur du produit
- Le produit ne glisse pas et ne roule pas sous le genou ou sur le cou-de-pied en marchant
- la dentelle ou la bordure ne serre pas trop fort (pour les bas cuisse)
- la ceinture ne coupe pas, ne coupe pas la respiration et n'est pas trop serrée (pour les produits avec ceinture)

Les informations relatives à la classe de compression, à la taille et au fabricant figurent sur l'étiquette cousue sur le bord supérieur du produit. Si l'étiquette est retirée au cours de l'utilisation, la taille reste indiquée sur la semelle du produit.

#### **Méthode d'utilisation :**

Enfilez le produit en le tirant progressivement sur la jambe (ne pas tirer uniquement sur le bord supérieur). Il est préférable d'enfiler le bas le matin avant tout effort physique ou formation de gonflement. Pour faciliter le processus, utilisez l'aide d'enfilage fournie. La méthode d'utilisation de l'aide est illustrée sur la carte fournie avec le produit. Lors de l'enfilage, le produit ne doit pas entrer en contact avec des objets pointus (par exemple, des bijoux) ou des ongles longs. Un soin intensif des pieds (pas de peau rugueuse sur les talons) réduit le risque d'endommagement du produit et prolonge sa durée de vie. Étirez le produit uniformément, sans plis, pour une répartition efficace de la pression. Si vous utilisez des produits cosmétiques pour le corps, veuillez attendre environ 15 minutes après l'application avant de mettre l'attelle. Si le produit est endommagé, cessez de le porter et remplacez-le de préférence par un produit neuf.




### Entretien et maintenance :

**Avicenum PHLEBO 360** est destiné à un usage répété par une seule personne. Dans ces conditions, le produit conserve ses propriétés et sa sécurité pendant six mois à compter de la première utilisation :

- Le produit peut être lavé dans une machine à laver (température maximale de lavage de 30 °C, cycle délicat) dans une solution savonneuse ou en utilisant une préparation spéciale pour le lavage de bas de compression dans une housse de protection (sac de lavage)
- Ne pas utiliser d'assouplissants
- Ne pas utiliser la centrifugation ; pressez le produit humide entre deux serviettes
- Séchez le produit en position horizontale, loin d'une source de chaleur directe (radiateur, soleil)
- Ne pas repasser le produit
- Le nombre maximum de cycles de lavage est de 120
- Conservez le produit dans un endroit sec et sombre, de préférence dans l'emballage d'origine
- Ne pas intervenir mécaniquement sur le produit, ne pas réparer les endroits endommagés par l'utilisation, et ne pas couper la bordure ou la dentelle du produit
- Vous pouvez restaurer les propriétés adhésives des bandes de silicone sur la dentelle ou des picots en silicone sur la bordure en utilisant une solution d'alcool (pour les bas cuisse)
- Le produit ne doit pas entrer en contact avec des solvants organiques ou des agents de blanchiment

Le produit peut être utilisé en toute sécurité pendant 60 mois à compter de la date de fabrication. Cette date est incluse dans le numéro de lot du produit sous le format AA/MM-1234567 où AA est l'année et MM le mois de fabrication.

### Symboles d'entretien :



*Ne pas utiliser d'assouplissants*

### Utilisation interdite :

Cessez immédiatement d'utiliser le produit si :

- il présente des signes de dommages mécaniques (veuillez remplacer le produit)
- votre état de santé s'est détérioré, ce qui pourrait être associé à l'utilisation du produit - veuillez consulter votre médecin

### Composition :

Bas mollet : 60% PAD Nylon, 40% élasthanne LYCRA®

Bas cuisse : 60% PAD Nylon, 40% élasthanne LYCRA®, silicone

Collants : 60% PAD Nylon, 40% élasthanne LYCRA®

Bas avec ceinture : 60% PAD Nylon, 40% élasthanne LYCRA®, plastique

Ce dispositif médical ne contient pas de substance active, y compris du sang humain ou des dérivés du plasma, des tissus ou des cellules d'origine humaine ou leurs dérivés, des tissus ou des cellules d'origine animale ou leurs dérivés.

#### **Élimination :**

Le produit peut être jeté avec les ordures ménagères ou dans un conteneur de déchets textiles. Bien que le produit soit destiné à être utilisé sur une peau saine et intacte, il peut être contaminé par des fluides corporels lors de son utilisation. Dans ce cas, le produit doit être éliminé en tant que matière infectieuse.

Le matériau n'est pas toxique, sauf en cas de combustion. Ne jamais éliminer le produit en le brûlant.

**Tout événement indésirable grave survenu lors de l'utilisation de ce produit doit être signalé au fabricant et aux autorités publiques compétentes du pays de résidence de l'utilisateur.**

République tchèque	Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Prague 10
République slovaque	Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava
Pologne	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Varsovie
Allemagne	Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Kurt Georg Kiesinger Allee 3, 53175 Bonn
Russie	Roszdraznadzor, Address: 4, bld. 1, Slavyanskaya Square, Moscow, 109074
Ukraine	Ministry of Health Ukraine, 7 Hrushevskoho Street, Kiev, 01601
Australie	Therapeutic Goods Administration, 136 Narrabundah Lane, Symonston ACT 2609

#### **Abréviations :**

CC, CCL - classe de compression

mmHg - millimètres de mercure (unité de mesure de la pression artérielle dans les jambes)

#### **Fabricant :**



ARIES, a.s., Studenec 309, 512 33 Studenec, République tchèque  
Dernière révision : 01.03.2022







## License Partner Certificate

We proudly certify that

**Aries A.S.**

has certified all necessary ISOs that the respective articles have successfully passed all tests according to the stringent 'Aries' Aries Standard and that it is certified as a regular quality control program.

The company has been approved as 'Supplier' license partner and has the right to distinguish its respective articles with the 'Aries' Aries logo.

INTERNATIONAL CERTIFICATION BY ISO REGISTRATION AGENCIES

OEKO-TEX CERTIFIED BY  
 INSTITUTION: OEKO-TEX  
 INSTITUTION: OEKO-TEX  
 INSTITUTION: OEKO-TEX

**OEKO-TEX®**  
 CERTIFIED BY OEKO-TEX

# CERTIFICATE

**The company**

**Aries, a. s.**  
 Studenec 309  
 252 02 Studenec u lesa, CZECH REPUBLIC

is production/production facilities (FABRIC) ISO 9001:2015 ISO 14001:2015  
 and the OEKO-TEX® test by OEKO-TEX® Institute, Austria on the test report  
 19085-19082

**OEKO-TEX®**  
**STANDARD 100**  
 MADE IN  
 EUROPE

**for the following articles:**

Multiple categories and supporting goods (shirts, shirts/blouses, semi-finished goods products, sport and leisure trousers, shorts, socks and the like, etc.) and other items, which prove freedom with respect to the products  
 accepted by OEKO-TEX® Institute from materials already certified according to the standard OEKO-TEX® 1000

Products of the respective main categories (CLOTHING) OEKO-TEX® 1000, however it cannot show items identified  
 by their OEKO-TEX® partner manufacturer/producer/retailer (OEKO-TEX® 1000/1000) - OEKO partner  
 manufacturer/producer/retailer (OEKO-TEX® 1000/1000)

This certified product falls completely under Aries OEKO-TEX® 1000. In case of non-compliance, initial release may be notified the  
 manufacturer/producer/retailer (OEKO-TEX® 1000/1000) with the exception of non-compliance (OEKO-TEX® 1000)

Issuance of this certificate, which has been a certificate/declaration according to OEKO-TEX® 1000 is subject to obligation from the  
 date of issue of this certificate until it is replaced with a new one for another certificate/declaration. The  
 certificate is valid for 12 months.

**This certificate 00046 is valid until 31.03.2018**

Issue: 15.03.2017

OEKO-TEX® Institute for Textile Ecology, Austria



**Aries**  
 MEDICAL PRODUCTS



ARIES, a.s., 512 33 Studenec 309  
 MADE IN CZECH REPUBLIC

[www.avicenum.eu](http://www.avicenum.eu)

SD.11-006 (R06)